


DANE PRODUKTU <i>Product details</i>	
Kod produktu <i>Product code</i> TGR-R RS 8811	
Nazwa produktu Podpórka czterokołowa stalowa z podparciem pod łokcie	<i>Product name</i> <i>Steel 4- wheeled rollator with elbow supports</i>
Kategoria Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy	<i>Category</i> <i>Rehabilitation & Supportive Equipment</i>
Wersje Kolor ciemnoniebieski	<i>Version</i> <i>Dark blue colour</i>
Opis produktu Podpórka czterokołowa przeznaczona jest dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Podpórka w szczególności przeznaczona jest dla pacjentów ze zmianami reumatycznymi, ograniczoną ruchomością w stawach promieniowo-nadgarstkowych, łokciowych oraz dla osób z osłabioną siłą chwytu. Zalecana jest również osobom starszym, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie podpórki wpływa pozytywnie na powrót do aktywności osób mających problemy z lokomocją lub pionizacją. Gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.	<i>Product features</i> <i>The rollator is designed for patients with reduced mobility who need stable support and help while walking. It is especially designed for patients who suffer from rheumatic changes, limited mobility in radiocarpal and elbow joints, and for patients with weakened grip strength. The rollator is also recommended to the elderly as an aid in keeping balance, improving walking comfort and ensuring safety from falling or losing balance. The use of the rollator affects positively on the return to activity of the people with locomotion and tilting to erect position problems. It guarantees better stabilization, support and security while walking.</i>
PAKOWANIE <i>Packing</i>	
Ilość w opakowaniu <i>Qty in box</i> 1 szt./pc w kartonie jednostkowym/ in one box	Wymiary kartonu <i>Box dimension</i> 61 x 25 x 72 cm
Komponenty pakowania <ul style="list-style-type: none"> • Karta gwarancyjna • Instrukcja użytkowania • Etykieta marketingowa 	<i>Packaging components</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Warranty card</i> • <i>User manual</i> • <i>Marketing sticker</i>
Zabezpieczenie produktu <ul style="list-style-type: none"> • Karton • Worek foliowy 	<i>Packaging protection</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>BOX</i> • <i>PE Bag</i>

SPECYFIKACJA TECHNICZNA <i>Technical specification</i>	
Parametry techniczne <ul style="list-style-type: none"> • Szerokość całkowita: 57 cm • Głębokość całkowita: 65 cm • Wymiar siedziska: 38 cm x 16 cm • Wysokość siedziska od podłoża: 60 cm • Regulacja wysokości uchwytów: 100-126,5 cm • Waga: 12,5 kg • Maksymalne obciążenie: 135 kg • Maksymalne obciążenie koszyka na zakupy: 12 kg 	Technical properties <ul style="list-style-type: none"> • Overall width: 57 cm • Overall depth: 65 cm • Seat dimensions: 38 cm x 16 cm • Seat height from the ground: 60 cm • Handles height adjustment: 100-126.5 • Weight: 12.5 kg • Maximum capacity: 135 kg • Maximum capacity of the basket: 12 kg
Rysunek techniczny 	Cechy produktu <ol style="list-style-type: none"> a. Piankowe uchwyty b. Regulowane na wysokość rączki c. Hamulce z zaciskiem postojowym d. Podparcie pod łokcie e. Siedzisko ze zdejmowaną tacką f. Uchwyt na kule g. Praktyczny koszyk i tacka do przewożenia przedmiotów h. Koła o średnicy 8" i. Funkcja składania do transportu
CERTYFIKAT <i>Certifications</i>	
<p>Pozostają w zgodności z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 93/42/EWG i zharmonizowanymi z nią normami, Dyrektywy 2007/47/WE, a także Ustawy z dnia 20.05.2010r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych (Dz. U. 2011 nr 16, poz. 74 ze zmianami).</p>	<p><i>Meet the requirements of the Medical Devices Directive 93/42/EEC with harmonized standards, Medical Devices Directive 2007/47/EC and the Polish Act of the Medical Devices of 20.05.2010 and Regulation of the Minister of Health of 12.01.2011 regarding essential requirements for medical devices.</i></p> <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">CE</div>

OZNAKOWANIE Labeling



TGR-R RS 8811



KOLOR CIEMNONIEBIESKI
COLOR DARK BLUE



PODPÓRKA
CZTEROKOŁOWA
STALOWA Z PODPARCIEM
POD ŁOKCIE | STEEL 4-
WHEELED ROLLATOR
WITH ELBOW SUPPORTS

REF TGR-R RS 8811

TIMAGO.COM

REF TGR-R RS 8811

LOT : :

EXPORT INFO		NUMER PACZKI / BOX NO.	
		WAGA NETTO / N.W. 14,75 kg	
TGR-R RS 8811 5 1902983 720638		WAGA BRUTTO / G.W. 15,50 kg	
KOLOR CIEMNONIEBIESKI COLOR DARK BLUE		WYMIARY PACZKI / MEAS. 61x27x69 cm	
WYTWÓRCA / MANUFACTURER Timago International Group Spółka z o.o. i Spółka - Spółka komandytowa ul. Karpacza 34/12 43-316 Białko-Biała, Polska (Poland) T: +48 33 499 00 00 F: +48 33 499 50 11 E: info@timago.com		IŁOŚĆ / QTY 1 szt. / pc.	
CE		OZNACZENIA / SHIPPING MARKS 	

Opracował (Prepared by)

Zatwierdził (Approved)