




















		<p>Data i dane firmy zamawiającej:</p> <p>reha.best sklep medyczny</p> <p>SKLEP MEDYCZNY REHA.BEST ul. Torowa 25, 95-200 Pabianice tel.: +48 888 63 63 59, e-mail: sklep@reha.best Michał Nowak, Marceja 23, 96-337 Strzelce Wielkie NIP: 508 004 10 66, REGON: 100 999 657</p>			
<p>Max User Waga: 100 kg.</p> <p>SAGITTA kids wersja standarowa</p>		<p>Cena podana na stronie:</p> <p>reha.best sklep medyczny</p>		<p>Adres wysyłki:</p> <p>Ref.</p>	
RODZAJ RAMY					
LONG	(Jest to rama wydłużona z przodu)- taka rama jest przeznaczona dla osób , którym wydłużona przednia część ramy w znaczny sposób pomaga przy przesiadaniu się z wózka np. na fotel samochodu itp. Wydłużenie ramy jest dodatkowym uchwytem.	-	-	-	
Long Si	Rama umożliwiająca zmianę kąta siedzenia pomiędzy 6° a 14°	764	8%	826	
SIEDZISKO					
Szerokość siedziska					
	24 cm	-	-	-	 <p>SZEROKOŚĆ SIEDZISKA</p> <ul style="list-style-type: none"> Należy zmierzyć szerokość bioder pacjenta. Do zmierzonej wartości należy dodać 2 - 4 cm, po to by uzyskać luz pomiędzy płytą boczną podłokietnika a biodrem.
	26 cm	-	-	-	
	28 cm	-	-	-	
	30 cm	-	-	-	
	32 cm	-	-	-	
	34 cm	-	-	-	
Głębokość siedziska/długość ramy - LONG					
	28 cm/38 cm	-	-	-	 <p>GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA</p> <ul style="list-style-type: none"> Należy zmierzyć odległość od pleców do dołu podkolanowego . Od zmierzonej wartości należy odjąć od 4 do 5 cm, po to by uzyskać wolne miejsce pomiędzy
	30 cm/41 cm	-	-	-	
	33 cm/44 cm	-	-	-	
OPARCIE					
Wysokość oparcia					
	23 - 25,5 - 28 cm	-	-	-	 <p>WYSOKOŚĆ OPARCIA PLECÓW</p> <p>Należy zmierzyć odległość od siedziska do miejsca 1 cm poniżej łopatki.</p> <p>UWAGA! Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności użytkownika. Im większa sprawność</p>
	28 - 30,5 - 33 cm	-	-	-	
Opcje oparcia					
	Oparcie bez rączek do pchania	-	-	-	
	Oparcie z rączkami do pchania	-	-	-	

Rh	Oparcie z rączkami do pchania regulowanymi płynnie i demontowalnymi (nie występuje w zestawie z oparciem z rączkami zintegrowanymi)		273	8%	295	
Rh pałak	Oparcie z pałakiem do pchania, z regulowaną wysokością i kątem, demontowalnym (nie występuje w zestawie z oparciem z rączkami zintegrowanymi)		328	8%	354	
Materiał tapicerki oparcia						
L44 Cordura	Oparcie elastyczne z pasami Velcro do regulacji napięcia z Cordury		-	-	-	
Poduszki na oparcie L44						
	Poduszka oparcia L44		-	-	-	
VICAIR®	Poduszka przeciwdoleżynowa pneumatyczna VICAIR® ANATOMIC BACK + pokrowiec oryginalny Vicair (11 komorowa) tylko do rozmiaru siedziska wózka 30,32,34 cm i wysokości oparcia 33 cm		2053	8%	2217	
Poduszki stabilizacyjne STABILO						
STABILO	Poduszka STABILO COMFORTABLE		1056	8%	1141	
SPECJALNE OPARCIA STABILIZUJĄCO -KOREKCYJNE						
TARTA® 5S	4 kręgów - standard		4067	8%	4392	
TARTA® 5C	4 kręgów - contour		4067	8%	4392	
TARTA® 5S	5 kręgów - standard		4316	8%	4661	
TARTA® 5C	5 kręgów - contour		4316	8%	4661	
TARTA® 6S	6 kręgów - standard		4565	8%	4930	
TARTA® 6C	6 kręgów - contour		4565	8%	4930	
Siedzisko						
Materiał tapicerki siedziska						
Cordura			-	-	-	
Poduszki siedziska						
B23	Poduszka siedziska 4 cm		-	-	-	
B24	Poduszka siedziska 6 cm		99 zł	8%	106 zł	
B25	Poduszka siedziska 8 cm		110 zł	8%	119 zł	
B26	Poduszka pochyla 2-6 cm		95 zł	8%	103 zł	
B27	Poduszka pochyla 4-8 cm		110 zł	8%	119 zł	
VECTOR 02	Poduszka pneumatyczna VICAIR 6 cm dla osób z dużym ryzykiem w rozmiarze 25x25, 30x30, 35x35		1011	8%	1092	
STABILO	BASE		971	8%	1049	

PODŁOKIETNIKI (para)						
B82S	Aluminiowy ochraniacz		-	-	-	
B82	Aluminiowy ochraniacz z demontowalnym błotnikiem		90	8%	98	
	Podpórka z rurki dla osób wymagających dodatkowej stabilizacji i wsparcia.		103	8%	111	
PODNOŻKI STANDARDOWE (para)						
	Aluminiowa płyta z regulacją.		-	-	-	
	Aluminiowa płyta z regulacją - rewers dla osób z krótkimi nogami.		-	-	-	
	Zintegrowane z ramą rurowy (nie kompatybilny z rozmiarem siedziska 24,26,28,30 cm oraz z kołami tylnymi 18').		-	-	-	
	Zintegrowane z ramą rurowy +płyta (nie kompatybilny z rozmiarem siedziska 24,26,28,30 cm oraz z kołami tylnymi 18').		113	8%	119	
	Zintegrowane z ramą rurowy odwrócony (rewers) dla osób z krótkimi nogami) (nie kompatybilny z rozmiarem siedziska 24,26,28,30 cm oraz z kołami tylnymi 18').		170	8%	184	
	Zintegrowane z ramą rurowy odwrócony +płyta (rewers) dla osób z krótkimi nogami, (nie kompatybilny z rozmiarem siedziska 24,26,28,30 cm oraz z kołami tylnymi 18').		284	8%	307	
	Podnóżek z regulowanym kątem z podparciem pod łydkę - lewy		317	8%	342	
	Podnóżek z regulowanym kątem z podparciem pod łydkę - prawy		317	8%	342	
KOLOR RAMY						
C59	 Szampański		-	-	-	
C53	 Pomarańczowy		-	-	-	
C55	 INOX		-	-	-	
C56	 Błękit		-	-	-	
C71	 Niebieski		-	-	-	
C72	 Bordowy		-	-	-	
C73	 Zielony		-	-	-	
C76	 Biały		-	-	-	
C57	 Czerwony		-	-	-	
	Dowolny kolor z dostępnych, wpisz kolor:		328	8%	354	
Dodatkowe opcje podnóżków.						
B19	Paski zabezpieczające stopy (tylko z podnóżkiem dwupłytowym lub z płytą)		52 zł	8%	56 zł	
U77Neo	Pasy neoprenowy trzymający nogę w kostce.		350 zł	8%	348 zł	
KOŁA PRZEDNIE						
3'	czarne pełne - krótkie widełki		-	-	-	
3'	transparentne - krótkie widełki		-	-	-	
4'	czarne pełne - krótkie widełki		-	-	-	
4'	transparentne - krótkie widełki		-	-	-	
4'	LED - krótkie widełki		80	8%	86	

KOŁA TYLNE						
B80	Oś koła tylnego szybkozłączna		-	-	-	
KOŁA TYLNE 22'						
DESIGN	opona Schwalbe Right Run		-	-	-	
SPIRIT	opona Schwalbe Marathon Plus					
KOŁA TYLNE 20'						
DESIGN	opona Schwalbe Right Run		-	-	-	
KOŁA TYLNE 18'						
DELFI	opona Schwalbe Marathon Plus		-	-	-	
CAMBER (kąąt ustawienia kół tylnych)						
	0°		-	-	-	<p>Do codziennego użytku zaleca się kąąt nachylenia 2-4°. Do uprawiania sportu 6-8°. Im większy kąąt nachylenia kół tylnych tym lepsza stabilność. Jednak trzeba pamiętać, że zbyt duży rozstaw kół tylnych poszerza wózek.</p>
	2°		-	-	-	
	4°		-	-	-	
	6°		-	-	-	
	8°		-	-	-	
	10°		-	-	-	
Rodzaj hamulca						
	hamulec klasyczny		-	-	-	
OSŁONY NA SZPRYCHY						
B85	Bezbarwna osłona na szprychy		200 zł	8%	215 zł	<p>kwiaty1 kwiaty2</p>
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem "robaczki"		258 zł	8%	279 zł	
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem "dzieci"		258 zł	8%	279 zł	
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem PIRAT		258 zł	8%	279 zł	
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem KWIATY 1		258 zł	8%	279 zł	
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem KWIATY 2		258 zł	8%	279 zł	
PODPARCIE GŁOWY						
B14	Przedłużenie oparcia		226	8%	244	

OPCJE DODATKOWE						
B33	Silikonowa nakładka na obręcz napędową dla tertraplegików(para). <i>Tylko z kołem 22'.</i>		164 zł	8%	177 zł	
	Ochroniacz przedniej części ramy - neoprenowy		62	8%	67	
B78	Kółka przeciw wywrotne (para)		158	8%	171	
PASY STABILIZUJĄCO-KOREKCYJNE z Neoprenu NEOFLEX~						
MIEDNICA						
U76 Neo	Pas stabilizujący miednicę dwupunktowy		120	8%	130	
U75 Neo	Pas stabilizujący miednicę czteropunktowy		131	8%	142	
U01 Neo	Pas odwodzący		240	8%	259	
TUŁÓW						
U73 Neo	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem		262	8%	283	
U74 Neo	Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka		197	8%	212	
U79 Neo	Pasy czteropunktowe stabilizujące tułów		164	8%	177	
U80 Neo	Szeroki pas stabilizujące tułów		142	8%	153	
UWAGI !						