

STOLIK PRZYŁÓŻKOWY RUBENS 9



Przeznaczenie i charakterystyka

STOLIK RUBENS 9 – to funkcjonalny stolik przyłóżkowy poprawiający komfort i jakość pielęgnacji w opiece długoterminowej.

Stolik seryjnie dostarczany jest w okleinie bukowej i dzięki temu harmonijnie dopasowuje się do serii łóżek rehabilitacyjnych PB. Regulacji wysokości od 770 mm do 1130 mm można dokonać jedną ręką bez użycia siły. Błat stolika posiada 7 stopniową regulację kąta pochylecia w zakresie 0° - 45°.

Konstrukcja stolika charakteryzuje się dużą stabilnością, wysoką estetyką i jakością wykonania oraz łatwością montażu i transportu.

- możliwość regulacji wysokości stolika w zakresie 77-113 cm,
- możliwość regulacji nachylenia blatu w zakresie 0° - 45°,
- rama stolika wykonana ze stali lakierowanej proszkowo,
- elementy drewniane w kolorze bukowym,
- regulowany obszar blatu o wymiarze 60 x 40 cm,
- zewnętrzne wymiary blatu roboczego 79 x 40 cm,
- 4 kółka jezdne, w tym 2 z możliwością blokady,

Parametry techniczne Stolika RUBENS 9

Regulacja kąta nachylenia blatu (7 stopniowa)	0° - 45°
Regulacja wysokości blatu (6 stopniowa)	77-113 cm
Wymiary zewnętrzne blatu	79 x 40 cm
Wymiary blatu regulowanego	60 x 40 cm
Koła jezdne (ilość / średnica)	4 / 5cm
Dopuszczalne obciążenie robocze	20 kg
Ciężar całkowity	10,2 kg