

# Podpórka aluminiowa

# QUAVA



Nasz balkonik pozwala poczuć w pełni swobodę jaką daje możliwość poruszania się w sposób bezpieczny i komfortowy. Funkcjonalność i nowoczesny design idą w parze. Odpowiednio duży rozmiar kół przednich umożliwi w łatwy sposób pokonywanie różnej wysokości krawężników i progów. QUAVA jest projektem spełniającym wymagania ergonomii, trwałości, funkcjonalności oraz komfortu. Aluminiowa lekka konstrukcja, i łatwość składania wprowadza wygodę w przechowywaniu oraz przewożeniu nawet w małych autach. Przy niewielkiej wadze 7,7 kg QUAVA gwarantuje olbrzymią wytrzymałość do 136 kg.

To co wyróżnia ten balkonik od modelu QUADRI Light to niesamowicie łatwy system składania na jeden przycisk oraz maksymalne obciążenie do 136 kg



- Składany na płasko,
- uchwyt na kule,
- siedzisko,
- uchwyty ergonomiczne,
- regulacja wysokości rączek,
- koszyk na zakupy,
- blokada składania.

przycisk do składania



szerokość: 655 mm  
wysokość: 805- 955 mm  
długość: 710 mm  
wys. siedziska: 540 mm  
szer. siedziska: 450 mm  
waga : 7,7 kg  
max. obciążenie: 136 kg  
koła ø 200x35 mm

