

## Zamawiający

## Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

## Osoba dokonująca pomiaru

## Cena (rabat)




Cena wersji standardowej:

**35.500,00 zł. brutto**
 **S.19.01.00**  
(P130C.00) Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych

 **S.22.01.01**  
(P131B.01) Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci
**Prędkość maksymalna (silnik 950W)**

<input type="checkbox"/>	115	6 km/h; <b>WAGA UŻYTKOWNIKA DO 150KG</b>	zasięg przy akumulatorach standardowych: do 70 km	-
<input type="checkbox"/>	117	10 km/h; <b>WAGA UŻYTKOWNIKA DO 150KG</b>	zasięg przy akumulatorach standardowych: do 60 km	-
<input type="checkbox"/>	150	15 km/h; <b>WAGA UŻYTKOWNIKA DO 120KG</b> <b>TYLKO Z MOCNIEJSZYMI AKUMULATORAMI I ŁADOWARKĄ</b> <b>TYLKO Z PASEM BEZPIECZEŃSTWA KOD 833 LUB 589</b>	zasięg przy akumulatorach standardowych: do 50 km	300,00

## SYSTEM SIEDZISK I BOCZKÓW

## Siedzisko standardowe ErgoStar

<input type="checkbox"/>	961/24	siedzisko ErgoStar, fotel komfortowy, profilowany; obszycie skajowe - czarne; szerokość 500mm; głębokość 500mm; wysokość oparcia pleców 640mm ręczna regulacja kąta oparcia do pozycji leżącej; regulacja podpory odcinka lędźwiowego BOCZKI: podłokietniki odchylane do tyłu z regulacją wysokości i i kąta	-
<input type="checkbox"/>	961/106	siedzisko ErgoStar, fotel komfortowy, profilowany; obszycie skajowe- czarne; szerokość 500mm; głębokość 500mm; wysokość oparcia pleców 640mm ręczna regulacja kąta oparcia do pozycji leżącej; regulacja podpory odcinka lędźwiowego BOCZKI: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczko; regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik	400,00

## Siedzisko podstawowe PLATTE

<input type="checkbox"/>	4276/106/ 4268/ 736/11995	<p>plyta siedziska; oparcie pleców z regulacją napiętości pasami; sztanga poprzeczna z tyłu siedziska BOCZKI: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczko; regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik</p> <p><input type="checkbox"/> szerokość płyty siedziska 430mm; regulacja między boczko w zakresie 430 - 500mm</p> <p><input type="checkbox"/> szerokość płyty siedziska 480mm; regulacja między boczko w zakresie 480 - 530mm</p> <p>głębokość siedziska <input type="checkbox"/> 420mm <input type="checkbox"/> 450mm <input type="checkbox"/> 480mm <input type="checkbox"/> 510mm <input type="checkbox"/> 540mm</p>	1.400,00
--------------------------	---------------------------------	--	----------

podana głębokość siedziska przy oparciu pleców z regulacją napiętości pasami;  
poduszki oparcia pleców Netti pomniejszają głębokość siedziska

## Poduszka siedziska PLATTE

<input type="checkbox"/>	poduszka siedziska gąbka, obszyta kodurą; wysokość poduszki	<input type="checkbox"/> 10326 30mm	<input type="checkbox"/> 10329 50mm	-	
<input type="checkbox"/>	poduszka siedziska gąbka, obszyta dzianiną oddychającą; wysokość poduszki	<input type="checkbox"/> 10325 30mm	<input type="checkbox"/> 10328 50mm	-	
<input type="checkbox"/>	tapicerka poduszki siedziska w kolorze	<input type="checkbox"/> czarnym	<input type="checkbox"/> czerwonym	<input type="checkbox"/> granatowym	-

<input type="checkbox"/>	poduszka siedziska Netti UNO wraz z aluminiową płytą siedziska	600,00
<input type="checkbox"/>	poduszka siedziska Netti SIT wraz z aluminiową płytą siedziska	700,00
<input type="checkbox"/>	poduszka siedziska Netti SIT °C wraz z aluminiową płytą siedziska	850,00

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki siedziska Netti. Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

## Poduszka siedziska PLATTE

<input type="checkbox"/>	10321	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami, poduszka oparcia pleców obszyta kodurą	-		
<input type="checkbox"/>	11735	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami, poduszka oparcia pleców obszyta dzianiną oddychającą	-		
<input type="checkbox"/>	tapicerka poduszki oparcia pleców w kolorze	<input type="checkbox"/> czarnym	<input type="checkbox"/> czerwonym	<input type="checkbox"/> granatowym	-

<input type="checkbox"/>	poduszka oparcia pleców Netti UNO - stabilizacja boczna 100mm	500,00
<input type="checkbox"/>	poduszka oparcia pleców Netti SMART - stabilizacja boczna 120mm	700,00
<input type="checkbox"/>	poduszka oparcia pleców Netti STABIL - stabilizacja boczna 170mm	750,00
<input type="checkbox"/>	poduszka oparcia pleców Netti SUPER STABIL - stabilizacja boczna 170mm - usztywniona	800,00

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki oparcia pleców Netti. Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

**Siedzisko profilowane ErgoSeat**

siedzisko ErgoSeat, poduszki siedziska oraz oparcia pleców delikatnie profilowane; sztanga poprzeczna z tyłu siedziska  
 BOCZKI: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczaków; regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik

<input type="checkbox"/>	948/949 /106	<input type="checkbox"/> szerokość płyty siedziska 430mm; regulacja między boczakami w zakresie 430 - 500mm	2.500,00
		<input type="checkbox"/> szerokość płyty siedziska 480mm; regulacja między boczakami w zakresie 480 - 530mm	
		głębokość siedziska <input type="checkbox"/> 420mm <input type="checkbox"/> 450mm <input type="checkbox"/> 482mm <input type="checkbox"/> 510mm <input type="checkbox"/> 540mm	

podana głębokość siedziska przy oparciu pleców z regulacją napiętości pasami;  
 poduszki oparcia pleców ErgoSeat pomniejszają głębokość siedziska

**Tapicerka poduszek ErgoSeat**

<input type="checkbox"/>	237	w kolorze czarnym, tekstylna	-
<input type="checkbox"/>	4980	w kolorze czarnym, podceratowana	100,00
<input type="checkbox"/>	297	czarno-czerwona, z dzianiny oddychającej	450,00
<input type="checkbox"/>	12008/12009	dotatkowa tapicerka z dzianiny dystansowej <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa	300,00

**Siedzisko profilowane ErgoSeat PRO**

poduszka siedziska profilowana; oparcia pleców komfortowe, z regulacją napiętości pasami; wysokość 530mm lub 570mm; tapicerka w kolorze czarnym  
 BOCZKI: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczaków; regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik

<input type="checkbox"/>	948/2019 /106	<input type="checkbox"/> szerokość płyty siedziska 430mm; regulacja między boczakami w zakresie 430 - 500mm	3.300,00
		<input type="checkbox"/> szerokość płyty siedziska 480mm; regulacja między boczakami w zakresie 480 - 530mm	
		głębokość siedziska <input type="checkbox"/> 420mm <input type="checkbox"/> 450mm <input type="checkbox"/> 482mm <input type="checkbox"/> 510mm <input type="checkbox"/> 540mm	

<input type="checkbox"/>	2021	ErgoSeat PRO - peloty piersiowe duże; para; wysokość 310mm	1.800,00
<input type="checkbox"/>	2032	ErgoSeat PRO - peloty piersiowe małe; para; wysokość 230mm	1.700,00

**Oparcie pleców - regulacja kąta; TYLKO DLA SIEDZISKA PLATTE, ERGOSEAT ORAZ ERGOSEAT PRO**

<input type="checkbox"/>	401	ręczna regulacja kąta oparcia pleców w zakresie 0° do 30°, skokowo co 10°	-
<input type="checkbox"/>	25	elektryczna regulacja kąta oparcia pleców w zakresie -10° do 50°, płynna	1.200,00

**Siedzisko profilowane RECARO**

<input type="checkbox"/>	579/106	siedzisko RECARO rozmiar S (szerokość siedziska 490mm; głębokość siedziska 465mm); regulowany na wysokość i wyjmowany zagłówek; <u>BOCZKI: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczaków; regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik</u> <u>ręczna regulacja kąta oparcia pleców</u>	7.400,00
<input type="checkbox"/>	567/106	siedzisko RECARO rozmiar S (szerokość siedziska 490mm; głębokość siedziska 465mm); regulowany na wysokość i wyjmowany zagłówek; <u>BOCZKI: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczaków; regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik</u> <u>elektryczna regulacja kąta oparcia pleców <b>WAGA UŻYTKOWNIKA DO 120KG</b></u>	9.900,00
<input type="checkbox"/>	580/106	siedzisko RECARO rozmiar M (szerokość siedziska 520mm; głębokość siedziska 465mm); regulowany na wysokość i wyjmowany zagłówek; <u>BOCZKI: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczaków; regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik</u> <u>ręczna regulacja kąta oparcia pleców</u>	7.900,00
<input type="checkbox"/>	578/106	siedzisko RECARO rozmiar M (szerokość siedziska 520mm; głębokość siedziska 465mm); regulowany na wysokość i wyjmowany zagłówek; <u>BOCZKI: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczaków; regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik</u> <u>elektryczna regulacja kąta oparcia pleców <b>WAGA UŻYTKOWNIKA DO 120KG</b></u>	10.900,00
<input type="checkbox"/>	581/106	siedzisko RECARO rozmiar L (szerokość siedziska 520mm; głębokość siedziska 460-510mm); regulowany na wysokość i wyjmowany zagłówek; <u>BOCZKI: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczaków; regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik</u> <u>ręczna regulacja kąta oparcia pleców</u>	7.900,00
<input type="checkbox"/>	584/106	siedzisko RECARO rozmiar L (szerokość siedziska 520mm; głębokość siedziska 460-510mm); regulowany na wysokość i wyjmowany zagłówek; <u>BOCZKI: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczaków; regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik</u> <u>elektryczna regulacja kąta oparcia pleców <b>WAGA UŻYTKOWNIKA DO 120KG</b></u>	10.900,00
<input type="checkbox"/>	3254	tapicerka skajowa do siedziska <b>RECARO</b>	100,00

**Siedzisko - OPCJE**

<input type="checkbox"/>	814	sztanga poprzeczna <b>TYLKO Z SIEDZISKIEM ERGOSTAR LUB RECARO</b>	600,00
--------------------------	-----	--	--------

**Zagłówki (NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM RECARO)**

<input type="checkbox"/>	913	zagłówek do siedziska ErgoStar oraz ErgoSeat <b>PRZY SIEDZISKU ERGOSTAR TYLKO Z KODEM 814 - SZTANGA POPRZECZNA</b>	600,00
--------------------------	-----	---	--------

## Zagłówki NETTI

**TYLKO ZE SZTANGĄ KOD 814****NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM RECARO**

NETTI: zagłówek głęboki, typ A	<input type="checkbox"/>	40880	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	28382	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	750,00
NETTI: zagłówek głęboki, typ A z paskiem podtrzymującym głowę	<input type="checkbox"/>	82566	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	44970	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	800,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt owalny; mały; typ B	<input type="checkbox"/>	40881	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	28383	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	750,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny; duży; typ C	<input type="checkbox"/>	40882	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	28384	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	650,00
NETTI: zagłówek trapezowy; typ D	<input type="checkbox"/>	81024	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	82986	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	700,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny, typ C z DYNAMIC SYSTEM	<input type="checkbox"/>	82161	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	82797	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	2.200,00

**Elementy stabilizacji**

<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca MAXI	300,00
<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400mm	150,00
<input type="checkbox"/>	589	pas 4-ro punktowy <b>PRZY SIEDZISKU ERGOSTAR TYLKO ZE SZTANGĄ - KOD 814</b>	1.100,00

**Pas bezpieczeństwa biodrowy**

<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa z klamrą samochodową przy prędkości 15km/h gratis	200,00
--------------------------	-----	--	--------

**Kąt siedziska**

<input type="checkbox"/>	119	ręczna regulacja kąta siedziska w zakresie 4° do 12°; skokowo	-
<input type="checkbox"/>	118	elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 5° do 20°; płynna	2.400,00

**Ogumienie**

<input type="checkbox"/>	482	pompowane	-
<input type="checkbox"/>	904	pełne	1.000,00
<input type="checkbox"/>	908	ogumienie w kolorze czarnym	-
<input type="checkbox"/>	909	ogumienie w kolorze szare	-
<input type="checkbox"/>	816	nadkola kół tylnych	700,00
<input type="checkbox"/>	4779	nadkola kół przednich	700,00
<input type="checkbox"/>	72	hamulec postojowy	-

**Podnóżki (odchylane i zdejmowane)**

<input type="checkbox"/>	293	standardowe	-
<input type="checkbox"/>	4092	ręczna regulacja kąta do wyprostu nogi przy pomocy siłowników gazowych	5.700,00
<input type="checkbox"/>	2086	elektryczna regulacja kąta do wyprostu nogi	7.700,00

**Stopień podnóżka**


<input type="checkbox"/>	808	dzielony z tworzywa; głębokość 150mm	-
<input type="checkbox"/>	57	jednoczęściowy, profil aluminiowy z regulacją kąta i głębokości; czarny <b>TYLKO Z KODEM 293 – PODNÓŻKI STANDARDOWE</b>	600,00

**Podaj długość podudzia**

Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki:  
w zakresie 380-480mm

**W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób:**

**Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.**



<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona) <b>TYLKO ZE STOPNIEM PODNÓŻKA DZIELONYM - KOD 808</b>	150,00
<input type="checkbox"/>	823	zapiętki; <b>TYLKO ZE STOPNIEM PODNÓŻKA DZIELONYM - KOD 808</b>	500,00

**Akumulatory i ładowarki**

<input type="checkbox"/>	5160	80Ah (20h) <b>NIE ŁĄCZYĆ Z PRĘDKOŚCIĄ 15KM/H - KOD 150</b>	-
<input type="checkbox"/>	5155	110Ah (20h) <b>TYLKO Z MOCNIEJSZĄ ŁADOWARKĄ - KOD 733</b>	1.200,00
<input type="checkbox"/>	5161	125Ah - głębokiego rozładowania <b>TYLKO Z MOCNIEJSZĄ ŁADOWARKĄ - KOD 733</b>	4.200,00
<input type="checkbox"/>	732	ładowarka 8A dla akumulatorów 80Ah - kod 5160	-
<input type="checkbox"/>	733	ładowarka 12A; <b>obowiązkowo do mocniejszych akumulatorów kod 5155 i 5161</b>	100,00

**Oświetlenie**

<input type="checkbox"/>	932	oświetlenie drogowe LED z kierunkowskazami	-
--------------------------	-----	--	---

**Elektronika**

<input type="checkbox"/>	415	elektronika R-Net; wskaźnik diodowy	-
<input type="checkbox"/>	416	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD	900,00
<input type="checkbox"/>	398	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD (3,5"); z budowanym modułem Bluetooth oraz IR oraz czujnikiem zmierzchu i podświetleniem klawiatury	3.400,00
<input type="checkbox"/>	839	OMNI- moduł elektroniki R-Net wykorzystywany przy niestandardowych sterowaniach, wyświetlacz LCD, Bluetooth oraz IR. <b>NIE ŁĄCZYĆ Z ELEKTRONIKĄ KOD 415, 416, 398</b>	5.500,00
<input type="checkbox"/>	4615	zewnętrzny pulpit sterowania opcjami elektrycznymi w wózku; <b>TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839</b>	5.500,00

**Sterowanie**

<input type="checkbox"/>	74	sterowanie na rękę prawą	-
<input type="checkbox"/>	60	sterowanie na rękę lewą	-
<input type="checkbox"/>	851	dodatkowy uchwyt joysticka dla opiekuna; możliwość przełożenia joysticka przód- tył <b>TYLKO ZE SZTANGĄ KOD 814 (PRZY SIEDZISKU RECARO LUB ERGOSTAR)</b>	700,00
<input type="checkbox"/>	4789	dodatkowe sterowanie dla opiekuna z możliwością wyłączenia sterowania dla użytkownika <b>TYLKO ZE SZTANGĄ KOD 814 (PRZY SIEDZISKU RECARO LUB ERGOSTAR)</b>	3.200,00

**Uchwyt joysticka dla użytkownika**

<input type="checkbox"/>	4859	uchwyt z regulacją długości	-
<input type="checkbox"/>	4860	uchwyt z regulacją długości, wysokości; odchylany na bok (pantograf); <b>TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106</b>	100,00
<input type="checkbox"/>	4874	osłona skrzynki joysticka przed uderzeniami dla elektroniki VR2 oraz R-net	250,00

**Niestandardowe końcówki joysticka**

<input type="checkbox"/>	553	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy	100,00
<input type="checkbox"/>	556	końcówka joysticka dla Tetraplegików - poziomy	100,00
<input type="checkbox"/>	734	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy; z regulacją szerokości dłoni	500,00
<input type="checkbox"/>	4589	końcówka joysticka grzybek	250,00
<input type="checkbox"/>	4590	końcówka joysticka mała piłka - twarda	250,00
<input type="checkbox"/>	4591	końcówka joysticka "T"	350,00
<input type="checkbox"/>	4593	końcówka joysticka słupek (5cm)	350,00
<input type="checkbox"/>	4594	końcówka joysticka guzik (płaski wierzch)	200,00
<input type="checkbox"/>	4595	końcówka joysticka duża piłka - miękka	650,00
<input type="checkbox"/>	4596	końcówka joysticka piłeczka golfowa, średnica 43mm	250,00

**Kolor ramy**

<input type="checkbox"/>	183	srebrny	-
<input type="checkbox"/>	216	czarny	-
<input type="checkbox"/>	2201	<b>wersja RS:</b> obudowa, felgi oraz pas podudzia w kolorze czarnym z czerwonymi akcentami	4.300,00

**Dodatki**

<input type="checkbox"/>	676	odblaskowy trójkąt ostrzegawczy; do siedziska ErgoStar oraz RECARO	400,00
<input type="checkbox"/>	2676	odblaskowa folia ostrzegawcza montowana na oparciu pleców w siedzisku ErgoSeat	450,00
<input type="checkbox"/>	781	USB- port	700,00
<input type="checkbox"/>	782	uchwyt na telefon	150,00
<input type="checkbox"/>	906	lusterko wsteczne - prawe	350,00
<input type="checkbox"/>	927	lusterko wsteczne - lewe	350,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania się	550,00
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę <b>TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106</b>	500,00
<input type="checkbox"/>	994	bagażnik rurkowy	300,00
<input type="checkbox"/>	993	kufer <b>NIE ŁĄCZYĆ Z OPCJĄ ELEKTRYCZNIE REGULOWANEGO KĄTA OPARCIA PLECÓW</b>	2.000,00
<input type="checkbox"/>	539	wzmocniony sygnał dźwiękowy	250,00
<input type="checkbox"/>	930	stolik nasuwany na podłokietniki; <b>TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 I UCHWYTEM JOYSTICKA KOD 4860 (PANTOGRAF)</b>	650,00
<input type="checkbox"/>	4646	stolik odchylany na bok; <b>TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 I UCHWYTEM JOYSTICKA KOD 4860 (PANTOGRAF)</b>	2.200,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185cm	550,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi	150,00
<input type="checkbox"/>	10719	kieszon na drobiazgi montowana w przedniej części siedziska; <b>tylko z siedziskiem ErgoSeat</b>	150,00
<input type="checkbox"/>	9662	kieszon na oparciu pleców <b>TYLKO Z TAPICERKĄ PLECÓW KOD 736</b>	150,00



**Niestandardowe systemy sterowania**

<input type="checkbox"/>	4660	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na prawo <b>TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106</b>	2.100,00
<input type="checkbox"/>	4661	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na lewo <b>TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106</b>	2.100,00
<input type="checkbox"/>	543	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 63mm, zielony <b>TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net</b>	1.000,00
<input type="checkbox"/>	596	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 63mm, żółty <b>TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net</b>	1.000,00
<input type="checkbox"/>	778	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 30mm, zielony <b>TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net</b>	1.000,00
<input type="checkbox"/>	779	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 30mm, żółty <b>TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net</b>	1.000,00
<input type="checkbox"/>	4611	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem <b>TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839</b>	28.900,00
<input type="checkbox"/>	4940	uchwyt na szyję do sterowania MicroPilot	4.900,00
<input type="checkbox"/>	4600	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem i podporą pod dłoń <b>TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839</b>	34.700,00
<input type="checkbox"/>	4612	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem <b>TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839</b>	28.700,00
<input type="checkbox"/>	4601	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem i podporą pod dłoń <b>TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839</b>	33.500,00
<input type="checkbox"/>	4613	sterowanie TouchDrive <b>TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839</b>	33.900,00
<input type="checkbox"/>	813	sterowanie zamontowane w stoliku terapeutycznym <b>TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 ORAZ ELEKTRONIKĄ R-Net Z WYŚWIETLACZEM DIODOWYM KOD 415</b>	10.400,00
<input type="checkbox"/>	565	sterowanie brodą odchylane elektrycznie <b>TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839 ORAZ 4-RO PUNKTOWYM PASEM BEZPIECZEŃSTWA - KOD 589</b>	23.900,00
<input type="checkbox"/>	810	sterowanie brodą odchylane ręcznie <b>TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839 ORAZ 4-RO PUNKTOWYM PASEM BEZPIECZEŃSTWA - KOD 589</b>	26.900,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

**W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.**

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka

**NETTI poduszka siedziska**

WYMIAR	NETTI UNO		NETTI SIT		NETTI SIT C
szer.xgłęb.	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care	
350x400	171805	172005	187303	x	189303
350x450	171806	172006	187304	188304	189304
350x500	171807	172007	187305	188305	189305
380x400	x	x	187306	188306	189306
380x450	171809	172009	187307	188307	189307
380x500	171810	172010	187308	188308	189308
400x400	171812	172012	187309	188309	189309
400x450	171813	172013	187310	188310	189310
400x500	171814	172014	187311	188311	189311
400x550	x	x	187333	188333	x
430x400	x	x	187312	188312	189312
430x450	171817	172017	187313	188313	189313
430x500	171818	172018	187314	188314	189314
450x400	x	x	187315	188315	189315
450x450	171821	172021	187316	188316	189316
450x500	171822	172022	187317	188317	189317
450x550	171823	172023	187318	188318	189318
500x450	171825	172025	187319	188319	189319
500x500	171826	172026	187320	188320	189320
500x550	x	x	187321	188321	189321

**NETTI poduszki oparcia**

WYMIAR	NETTI UNO		NETTI SMART		NETTI STABIL		NETTI SUPER STABIL	
szer.xwys.	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care
300x400		x	357302	358302	407302	x	x	x
350x500	344701	344901	357304	358304	367304	368304	377301	378301
380x500	x	x	357305	358305	367305	368305	377302	378302
400x500	344702	344902	357306	358306	367306	368306	377303	378303
430x500	x	x	357307	358307	367307	368307	377304	378304
450x500	344703	344903	357308	358308	367308	368308	377305	378305
500x500	344704	344904	357309	358309	367309	368309	377306	378306
550x500	344705	344905	357310	358310	367310	368310	377307	378307