

Orteza stopowo-goleniowa

nr kat. QAM04010, QAM04020, QAM04030, QAM04040, QAM04050

CECHY PRODUKTU:

- wyjmowana wyściółka wykonana z welurowej dzianiny podklejanej pianką,
- pięć taśm dociągowych z rzepów twardych,
- dwie szyny, które zapewniają odpowiednią stabilizację boczną,
- ostionęty zegar umożliwiający regulację kąta zgięcia w zakresie 0° - 45° co 15°,
- profilowana podeszwa umożliwiająca stabilny zbliżony do fizjologicznego chód,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

złamania i pęknięcia kości śródstopia w stanach ostrych lub leczeniu pooperacyjnym, pęknięcie kości stępu, kości piętowej, pęknięcia kości palucha, zabieg operacyjny na stawie palucha, uszkodzenia tkanki miękkiej, ścięgna Achillesa, poważne skręcenie, zwichnięcie stawu skokowego, ochrona i stabilizacja pourazowa okolic stopy i stawów skokowych, konieczność unieruchomienia stawów skokowych w wybranym zakresie terapeutycznym, leczenie zachowawcze po zabiegach operacyjnych.

Rozmiar	XS	S	M	L	XL
Długość stopy	<21	21 – 24	24 – 27	27 – 30	30 – 33



Qmed® Silver Line
by życie stało się łatwiejsze