

MODERN**wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym**nr katalogowy **PCBL 1600/1800****CECHY PRODUKTU:**

- szerokość siedziska: 16", 18"
- nowoczesna aluminiowa konstrukcja
- składane oparcie
- regulacja głębokości oraz kąta nachylenia siedziska i oparcia
- demontowalna tapicerka
- miękka, gąbkowana poduszka
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem
- uchylne i demontowalne podnóżki
- regulacja wysokości podnóżków i podłokietników
- inteligentny, elektromagnetyczny system hamowania
- pantograf, odchylenie joysticka (opcja)
- możliwość zmiany strony jednostki sterującej (prawo-lewo)
- odłączenie napędu elektrycznego
- kompletne oświetlenie diodowe (LED)
- tylne, chowane kółeczka antywywrotne
- pompowane koła (przednie 9", tylne 14")
- aluminiowe felgi
- amortyzatory kół tylnych
- łatwo demontowane akumulatory
- dostępne opcje: regulowane pod kątem podnóżki, uchwyt na kule
- możliwość przełożenia jednostki sterującej dla opiekuna (opcja)
- zagłówek (opcja)



VITEA[®]

Prędkość max (km/h)	12	Wysokość wózka do transportu (cm)	80
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	40/45	Rozmiar kółek przednich	9"
Szerokość siedziska między boczkaami (cm)	48/53	Rozmiar kółek tylnych	14"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	46	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	9
Wysokość oparcia pleców (cm)	52	Promień skrętu (cm)	96
Wysokość całkowita wózka (cm)	104	Zasięg* (km)	25
Długość podudzia : min/ max (cm)	43-48	Waga użytkownika (kg)	do 136
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	22-27	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 50
Grubość poduszki siedziska (cm)	5	Moc silników (W)	2 x 300
Przednia wysokość siedziska (cm)	52	Zakres regulacji kąta oparcia	40°
Szerokość całkowita wózka (cm)	59,5		
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)	115		
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	83/60		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!