

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)




Cena wersji standardowej:

39.900,00 zł. brutto
 S.19.01.00 (P130C.00) Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych

 S.22.01.01 (P131B.01) Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci
Prędkość maksymalna
 2115 prędkość 6km/h; silniki 2x350W; zasięg do 35km -

 2117 prędkość 10km/h; silniki 2x350W; zasięg do 30km -

 918 system ESP dla utrzymania prawidłowego toru jazdy

2.000,00

Zawieszenie

<input type="checkbox"/>	892	amortyzacja wózka dla użytkowników o wadze do 120kg	-
<input type="checkbox"/>	891	amortyzacja wózka dla użytkowników o wadze do 160kg	-

Szerokość siedziska

<input type="checkbox"/>	38	380mm	-
<input checked="" type="checkbox"/>	43	430mm	-
<input type="checkbox"/>	48	480mm NIE ŁĄCZYĆ Z PRZEDNIĄ WYSOKOŚCIĄ SIEDZISKA 400 I 430mm	-
<input type="checkbox"/>	53	530mm NIE ŁĄCZYĆ Z PRZEDNIĄ WYSOKOŚCIĄ SIEDZISKA 400 I 430mm	-

Głębokość siedziska

<input type="checkbox"/>	615	400mm	-
<input type="checkbox"/>	788	430mm	-
<input checked="" type="checkbox"/>	619	460mm	-
<input type="checkbox"/>	4105	490mm	-
<input type="checkbox"/>	791	520mm W PRZYPADKU PODUSZKI SIEDZISKA NETTI GŁĘBOŚĆ PODUSZKI MAX 500mm	-
<input type="checkbox"/>	955	550mm W PRZYPADKU PODUSZKI SIEDZISKA NETTI GŁĘBOŚĆ PODUSZKI MAX 500mm	-

System siedziska STANDARDOWEGO

<input type="checkbox"/>	4276	alumiuniowa płyta siedziska	-
--------------------------	------	-----------------------------	---

Poduszka siedziska

<input type="checkbox"/>	10326	poduszka siedziska gąbkowa; wysokość 30mm; obszyta kodurą	-		
<input type="checkbox"/>	10329	poduszka siedziska gąbkowa; wysokość 50mm; obszyta kodurą	-		
<input type="checkbox"/>	10325	poduszka siedziska gąbkowa; wysokość 30mm; obszyta dzianiną oddychającą	150,00		
<input type="checkbox"/>	10328	poduszka siedziska gąbkowa; wysokość 50mm; obszyta dzianiną oddychającą	150,00		
kolor poduszki siedziska		<input type="checkbox"/> czarny	<input type="checkbox"/> czerwony	<input type="checkbox"/> granatowy	-

<input type="checkbox"/>	7203/797	poduszka siedziska Netti SIT MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA 500mm	750,00
--------------------------	----------	---	--------

<input type="checkbox"/>	7203/797	poduszka siedziska Netti SIT C MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA 500mm	900,00
--------------------------	----------	---	--------

Poduszka oparcia pleców

<input type="checkbox"/>	608	profil oparcia z rurek; oparcie pleców z regulacją napiętości pasami	-		
<input type="checkbox"/>	10321	poduszka oparcia pleców z kodury; wysokość oparcia pleców	<input type="checkbox"/> 520mm	<input type="checkbox"/> 570mm	-
<input type="checkbox"/>	10320	poduszka oparcia pleców z dzianiny oddychającej; wysokość oparcia pleców	<input type="checkbox"/> 520mm	<input type="checkbox"/> 570mm	150,00
kolor poduszki oparcia pleców		<input type="checkbox"/> czarny	<input type="checkbox"/> czerwony	<input type="checkbox"/> granatowy	-

<input type="checkbox"/>	7209	poduszka oparcia NETTI Smart	950,00
--------------------------	------	------------------------------	--------

<input type="checkbox"/>	7210	poduszka oparcia NETTI Super Stabil	950,00
--------------------------	------	-------------------------------------	--------

wysokość oparcia pleców przy poduszkach NETTI:		<input type="checkbox"/> 620 mm	<input type="checkbox"/> 670 mm	-
--	--	---------------------------------	---------------------------------	---

Kąt oparcia dla oparcia standardowego lub z poduszkami NETTI

<input type="checkbox"/>	401	ręczna regulacja kąta oparcia skokowo co 10° w zakresie -10° do 30°	-
<input type="checkbox"/>	118	elektryczna regulacja kąta oparcia płynna w zakresie -10° do 50° OPCJA ZALECANA Z ZAGŁÓWKIEM TYLKO Z BIODROWYM LUB 4-RO PUNKTOWYM PASEM BEZPIECZEŃSTWA	2.200,00

Boczki (przy oparciu pleców standardowym lub Netti)

<input type="checkbox"/>	106/101	boczki standardowe z osłoną ubrania	-
--------------------------	---------	-------------------------------------	---

System siedziska ErgoSEAT

<input type="checkbox"/>	948/949	profilowana poduszka oparcia oraz siedziska ErgoSeat, obszyta materiałem	3.000,00
<input type="checkbox"/>	2038	szerokość oparcia pleców ErgoSeat 380mm TYLKO DLA WYSOKOŚCI OPARCIA PLECÓW 620 I 670mm	-
<input type="checkbox"/>	2043	szerokość oparcia pleców ErgoSeat 430mm	-
<input type="checkbox"/>	2048	szerokość oparcia pleców ErgoSeat 480mm	-
<input type="checkbox"/>	2053	szerokość oparcia pleców ErgoSeat 530mm	-
<input type="checkbox"/>	921	wysokość oparcia pleców ErgoSeat 520mm NIE ŁĄCZYĆ Z SZEROKOŚCIĄ SIEDZISKA I OPARCIA 380mm NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM BIOMECHANIKI KOD 2948	-
<input type="checkbox"/>	922	wysokość oparcia pleców ErgoSeat 570mm NIE ŁĄCZYĆ Z SZEROKOŚCIĄ SIEDZISKA I OPARCIA 380mm	-
<input type="checkbox"/>	923	wysokość oparcia pleców ErgoSeat 620mm	-
<input type="checkbox"/>	928	wysokość oparcia pleców ErgoSeat 670mm TYLKO Z SYSTEMEM BIOMECHANIKI KOD 2948	-

Kąt oparcia pleców ErgoSeat

<input type="checkbox"/>	5025	elektryczna regulacja kąta oparcia w zakresie 0° do 60° TYLKO Z BOCZKAMI KOD 106 NIE ŁĄCZYĆ WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 670MM - KOD 928	-
<input type="checkbox"/>	2947	elektryczna regulacja kąta oparcia w zakresie 0° do 60° TYLKO Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 324 NIE ŁĄCZYĆ WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 670MM - KOD 928	700,00
<input type="checkbox"/>	2948	elektryczna regulacja kąta oparcia w zakresie 0° do 60° system BIOMECHANIKI dla oparcia pleców, zagłówek oraz podłokietników TYLKO Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 324	4.800,00

Oparcie pleców - opcje dodatkowe

<input type="checkbox"/>	814	sztanga poprzeczna	650,00
<input type="checkbox"/>	914	zagłówek 3D z możliwością indywidualnego dopasowania ułożenia	1.700,00
<input type="checkbox"/>	937	przedłużony uchwyt do zagłówka	350,00
<input type="checkbox"/>	589	pas 4-ro punktowy	1.100,00
<input type="checkbox"/>	2957/ 4275	peloty piersiowe	3.300,00

Boczki dla oparcia ErgoSeat

<input type="checkbox"/>	106/101	boczki standardowe z osłoną ubrania TYLKO Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ KĄTA OPARCIA - KOD 5025	-
<input type="checkbox"/>	324	podłokietniki odchylane do tyłu NIE ŁĄCZYĆ Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ KĄTA OPARCIA - KOD 5025	2.700,00
<input type="checkbox"/>	4422	blokada regulacji kąta podłokietnika kod 324	350,00

Elementy stabilizacji (do wszystkich systemów siedzisk)

<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400mm	150,00

Podłokietniki

<input type="checkbox"/>	975	podłokietnik standardowy lewy	-
<input type="checkbox"/>	974	podłokietnik standardowy prawy	-
<input type="checkbox"/>	4990	podłokietniki standardowy odchylany na zewnątrz; lewy NIE ŁĄCZYĆ Z MONTAŻEM LUSTERKA LUB UCHWYTU NA TELEFON	800,00
<input type="checkbox"/>	4984	podłokietniki standardowy odchylany na zewnątrz; prawy NIE ŁĄCZYĆ Z MONTAŻEM LUSTERKA LUB UCHWYTU NA TELEFON	800,00
<input type="checkbox"/>	4982	podłokietnik dla Hemiplegików, część przedramienia, profilowany, dla długości przedramienia do 360mm; lewy TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 NIE ŁĄCZYĆ Z MONTAŻEM LUSTERKA LUB UCHWYTU NA TELEFON	400,00
<input type="checkbox"/>	4981	podłokietnik dla Hemiplegików, część przedramienia, profilowany, dla długości przedramienia do 360mm; prawy TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 NIE ŁĄCZYĆ Z MONTAŻEM LUSTERKA LUB UCHWYTU NA TELEFON	400,00
<input type="checkbox"/>	4993	podłokietnik dla Hemiplegików, część przedramienia, profilowany, odchylany, dla długości przedramienia do 360mm; lewy TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 NIE ŁĄCZYĆ Z MONTAŻEM LUSTERKA LUB UCHWYTU NA TELEFON	1.200,00
<input type="checkbox"/>	4991	podłokietnik dla Hemiplegików, część przedramienia, profilowany, odchylany, dla długości przedramienia do 360mm; prawy TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 NIE ŁĄCZYĆ Z MONTAŻEM LUSTERKA LUB UCHWYTU NA TELEFON	1.200,00
<input type="checkbox"/>	4988	podpora dłoni płaska; lewa; dla podłokietnika kod 4982 i 4993	250,00
<input type="checkbox"/>	4985	podpora dłoni płaska; prawy; dla podłokietników kod 4981 i 4991	250,00
<input type="checkbox"/>	4987	podpora dłoni z ergonomicznym uchwytem; lewa; dla podłokietnika kod 4982 i 4993	250,00
<input type="checkbox"/>	4986	podpora dłoni z ergonomicznym uchwytem; prawy; dla podłokietnika kod 4981 i 4991	250,00
<input type="checkbox"/>	4989	przedłużenie podpory przedramienia o +70mm; lewy; dla podłokietnika kod 4982 i 4993	250,00
<input type="checkbox"/>	4983	przedłużenie podpory przedramienia o +70mm; prawy; dla podłokietnika kod 4981 i 4991	250,00

Siedzisko - opcje

<input type="checkbox"/>	119	ręczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do 9°	-
<input type="checkbox"/>	118	elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do 30°	6.800,00
<input type="checkbox"/>	4118	elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do 50°	6.600,00
<input type="checkbox"/>	27	elektryczna regulacja wysokości siedziska + 300mm elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do 30°	9.900,00
<input type="checkbox"/>	4933	ploty udowe; regulowane na głębokość i szerokość	3.900,00

Kółka przednie i przednia wysokość siedziska

<input type="checkbox"/>	163	kółka przednie 9" (230mm); felga aluminiowa TYLKO Z KOŁAMI TYLNYMI 12" - KOD 815	<input type="checkbox"/> 400mm	<input type="checkbox"/> 435mm	<input type="checkbox"/> 470mm	-
<input type="checkbox"/>	142	kółka przednie 10" (260mm); felga aluminiowa TYLKO Z KOŁAMI TYLNYMI 14" - KOD 460	<input type="checkbox"/> 430mm	<input type="checkbox"/> 465mm	<input type="checkbox"/> 500mm	-

podane wyżej wartości przedniej wysokości siedziska odnoszą się do ustawienia siedziska w poziomie (kąt nachylenia siedziska 0°) i dotyczą wymiaru od podłoża do tapicerki lub płyty siedziska

do podanych wymiarów wysokości siedziska należy dodać:

- a) +30mm lub 50mm w przypadku standardowej poduszki siedziska z gąbki
- b) +70mm w przypadku poduszki ErgoSeat
- c) +80mm przy poduszkach Netti

<input type="checkbox"/>	146	ogumienie pompowane	-
<input type="checkbox"/>	900	ogumienie pełne	1.300,00
<input type="checkbox"/>	816	nadkola TYLKO DLA KÓŁEK PRZEDNICH 10" KOD 142	150,00

Koła tylne - napędowe

<input type="checkbox"/>	815	12" (320mm); felga aluminiowa TYLKO Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 9" - KOD 163	-
<input type="checkbox"/>	460	14" (356mm); felga aluminiowa TYLKO Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 10" - KOD 142	-

Kółka tylne - opcje

<input type="checkbox"/>	846	ogumienie pompowane	-
<input type="checkbox"/>	904	ogumienie pełne	500,00
<input type="checkbox"/>	824	nadkola	800,00

Ogumienie - kolor

<input type="checkbox"/>	909	szare	-
<input type="checkbox"/>	908	czarne	-

UWAGA: Opony wykonane są z mieszanki gumowej, która może pozostawiać ślady na niektórych powierzchniach (podłogi plastikowe, parkiety, itp.). Nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane ścieraniem powierzchni

Podnóżki (zdejmowane i odchylane)

<input type="checkbox"/>	293	standardowe	-
<input type="checkbox"/>	4092	z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi; anatomiczna regulacja długości podudzia	100,00
<input type="checkbox"/>	2086	z elektryczną regulacją kąta do wyprostowania nogi; anatomiczna regulacja długości podudzia	8.600,00


Stopień podnóżka

<input type="checkbox"/>	808	stopień podnóżka dzielony, z tworzywa	-
<input type="checkbox"/>	57	stopień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy; w kolorze czarnym; regulacja kąta, głębokości i wysokości TYLKO Z PODNÓŻKIEM STANDARDOWYM KOD 293	600,00

Podaj długość podudzia

Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki:
w zakresie 340-480mm

**W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób:
Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.**



<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona) TYLKO ZE STOPNIEM PODNÓŻKA DZIELONYM - KOD 808	150,00
<input type="checkbox"/>	823	zapiętki TYLKO ZE STOPNIEM PODNÓŻKA DZIELONYM - KOD 808	500,00

Akumulatory i ładowarki

<input type="checkbox"/>	513	60Ah (20h)	-
<input type="checkbox"/>	5158	80Ah (20h)	400,00
<input type="checkbox"/>	732	ładowarka 8A; dla akumulatorów kod 513	-
<input type="checkbox"/>	733	ładowarka 12A; dla akumulatorów kod 5158	100,00

Oświetlenie

<input type="checkbox"/>	932	pełne oświetlenie drogowe LED z system "pływających" kierunkowskazów	-
--------------------------	-----	--	---

Elektronika

<input type="checkbox"/>	415	elektronika R-Net wskaźniki diodowe	-
<input type="checkbox"/>	416	elektronika R-Net z małym wyświetlaczem LCD	900,00
<input type="checkbox"/>	398	elektronika R-Net z dużym wyświetlaczem LCD, Bluetooth i IR	3.300,00
<input type="checkbox"/>	839	moduł OMNI II do niestandardowych modeli sterowań	5.500,00
<input type="checkbox"/>	4615	zewnętrzny pulpit sterowania opcjami elektrycznymi w wózku TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	5.500,00

Sterowanie

<input type="checkbox"/>	74	sterowanie na prawą rękę	-
<input type="checkbox"/>	60	sterowanie na lewą rękę	-

Uchwyt joysticka

<input type="checkbox"/>	4859	uchwyt regulowany przód-tył	-
<input type="checkbox"/>	4860	uchwyt regulowany przód-tył, na wysokość oraz odchylany (pantograf)	400,00
<input type="checkbox"/>	4566	uchwyt regulowany przód-tył oraz na wysokość	200,00
<input type="checkbox"/>	4874	osłona joysticka przed uderzeniem NIE ŁĄCZYĆ Z KODEM 839 - ELEKTRONIKA OMNI	250,00

Niestandardowe końcówki joysticka

<input type="checkbox"/>	553	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy	100,00
<input type="checkbox"/>	556	końcówka joysticka dla Tetraplegików - poziomy	100,00
<input type="checkbox"/>	734	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy; z regulacją szerokości dłoni	550,00
<input type="checkbox"/>	4589	końcówka joysticka grzybek	250,00
<input type="checkbox"/>	4590	końcówka joysticka mała piłka - twarda	250,00
<input type="checkbox"/>	4591	końcówka joysticka "T"	350,00
<input type="checkbox"/>	4593	końcówka joysticka słupek (50mm)	350,00
<input type="checkbox"/>	4594	końcówka joysticka guzik (płaski wierzch)	200,00
<input type="checkbox"/>	4595	końcówka joysticka duża piłka - miękka	650,00
<input type="checkbox"/>	4596	końcówka joysticka piłeczka golfowa; średnica 43mm	250,00

Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	207	czarny mat (struktura)	-
--------------------------	-----	------------------------	---

Kolor akcentów dekoracyjnych: elementy w felgach kół napędowych

<input type="checkbox"/>	207	czarny mat (struktura)	-
<input type="checkbox"/>	212	biały	-
<input type="checkbox"/>	186	niebieski- ciemny	-
<input type="checkbox"/>	227	czerwony metalik z efektem BROKAT	-
<input type="checkbox"/>	180	limonka z efektem REFLEX	-
<input type="checkbox"/>	214	żółty	-

Dodatki			
<input type="checkbox"/>	994	płyta bagażnika	1.500,00
<input type="checkbox"/>	4646	stolik odchylany na bok; TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 ORAZ Z UCHWYTEM JOYSTICKA KOD 4860 (PANTOGRAF)	2.200,00
<input type="checkbox"/>	906	lusterko wsteczne - prawe	350,00
<input type="checkbox"/>	927	lusterko wsteczne - lewe	350,00
		uchwyt na telefon	
<input type="checkbox"/>	782	<input type="checkbox"/> montaż po stronie joysticka	300,00
		<input type="checkbox"/> montaż po stronie przeciwnej bez joysticka	300,00
<input type="checkbox"/>	2676	trójkąt ostrzegawczy	450,00
<input type="checkbox"/>	676	folia ostrzegawcza TYLKO Z OPARCIEM 949	750,00
<input type="checkbox"/>	5263	ocieplacz na nogi	150,00
<input type="checkbox"/>	10719	kieszon na drobiazgi mocowana na rzep w przedniej części siedziska	150,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185cm	550,00

Niestandardowe systemy sterowania

<input type="checkbox"/>	4660	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na prawo TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106	2.000,00
<input type="checkbox"/>	4661	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na lewo TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106	2.000,00
<input type="checkbox"/>	2238	sterowanie głową (wąska poduszka) TYLKO Z SYSTEMEM ESP KOD 918	37.000,00
<input type="checkbox"/>	2239	sterowanie głową (szeroka poduszka) TYLKO Z SYSTEMEM ESP KOD 918	37.000,00
<input type="checkbox"/>	543	zewnątrzny włącznik/wyłącznik, średnica 63mm, zielony TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.000,00
<input type="checkbox"/>	596	zewnątrzny włącznik/wyłącznik, średnica 63mm, żółty TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.000,00
<input type="checkbox"/>	778	zewnątrzny włącznik/wyłącznik, średnica 30mm, zielony TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.000,00
<input type="checkbox"/>	779	zewnątrzny włącznik/wyłącznik, średnica 30mm, żółty TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.000,00

Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

UWAGI