

RECLINER EXTRA *wózek inwalidzki specjalny*

nr katalogowy **VCWK702**

CECHY PRODUKTU:

- wózek typu recliner z możliwością odchylenia oparcia od pozycji siedzącej do leżącej
- rama aluminiowa o konstrukcji krzyżowej
- siedzisko w kolorze czarnym wykonane z nylonu, wyposażone w grubą miękką poduszkę
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem,
- uchylnie i demontowalne podnóżki wyposażone w możliwość płynnej regulacji kąta zgięcia, długości oraz wsparcie podudzi
- demontowalne podłokietniki
- demontowalna górna część wózka wraz z zagłówkiem
- tylne kółka antywywrotne z regulacją wysokości
- koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu rozmiar 24"
- koła przednie pełne, rozmiar 8"
- ciągi aluminiowe
- podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna) wyposażony w klocki hamulcowe,
- tylna barierka stabilizująca wózek
- pompka



CE VITEA[®]
CARE

Szerokość siedziska (cm)	46
Głębokość siedziska (cm)	40
Wysokość wózka (cm)	122
Szerokość wózka (cm)	68
Długość wózka (cm)	114-198
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	35
Waga wózka (kg)	27
Maksymalne obciążenie (kg)	110