

TUBE MASTER

materac przeciwodleżynowy

nr katalogowy **VCM502D**

CECHY PRODUKTU:

- Pneumatyczny zmiennociśnieniowy materac przeciwodleżynowy konstrukcji „rurowej” o 18 komorach w układzie dwóch rzędów komór na przemian wypełnianych powietrzem, z pokrowcem
- Wykonany z nylonu, co warunkuje łatwość utrzymania go w czystości
- płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta,
- Dzięki budowie opartej na niezależnych komorach powietrznych uzyskuje się równomierne rozłożenie ciężaru ciała pacjenta, prawidłową wentylację (natlenienie i odprowadzenie wilgoci) oraz dzięki doskonałym właściwościom izolacyjnym powietrza – komfort temperaturowy
- ilość komór: 18, cykl pracy 12 min
- nowoczesna, cicha pompa elektryczna
- wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych
- kolor: granatowy

ZASTOSOWANIE:

Profilaktyka oraz wspomaganie leczenia odleżyn.



CE VITEA[®]
CARE
Premium

Długość (cm)	200
Szerokość (cm)	90
Wysokość (cm)	11,5
Nośność materaca (kg)	145
Zasilanie elektryczne	220-240 V/50-60 HZ

Cykl pracy	12 minut
Ilość pompowanego powietrza	6-8 l/min
Masa materaca (kg)	4
Masa pompy (kg)	1,2