



Sporty



VERMEIREN Polska
 Tel. 0713874200
 faks 0713870574
 info@vermeiren.pl

Rowerek rehabilitacyjny trójkołowy dla dzieci

reha.best

sklep medyczny

SKLEP MEDYCZNY REHA.BEST
 ul. Torowa 25, 95-200 Pabianice
 tel.: +48 888 63 63 59, e-mail: sklep@reha.best
 Michał Nowak, Marzęcice 23, 98-337 Strzelce Wielkie
 NIP: 508 004 10 66, REGON: 100 999 667

Dostawa na adres:

Nazwa :

ulica:

Miejscowość / kod

poczt.: Tel:

e-mail:

Ref.

standardowa wersja

Cena podana na stronie:

reha.best

Rodzaj napędu

	01- wolne koło - pedałowanie napędza rower, jak się przestanie pedałować rower jedzie na wolnym biegu, swobodne kręcenie pedałami do tyłu,	350	8%	378 zł
	02- hamulec w pedale (torpedo) .Hamulec w pedale , tzw. torpedo - pedałowanie napędza rower, jak się przestanie pedałować rower jedzie na wolnym biegu, naciśnięcie pedałami w tył hamuje rower,	225	8%	243 zł
	06 - ostre koło - pedałowanie napędza rower, nie ma wolnego biegu, kręcenie pedałami w tył napędza rower w przeciwnym kierunku.	-	-	-

KOLORYSTYKA

rama	czarny	-	-	-
------	--------	---	---	---


OPCJE DODATKOWE

	03 - Przerzutki - 3 przełożenia (tylko z napędem torpedo 02-wliczony w cenę)	294	8%	318 zł
	S1 - kierownica "CLASSIC"	-	-	-
	S2 - standardowa kierownica	-	-	-
	S4 - kierownica "KWADRAT"	225	8%	243 zł
	standardowy uchwyt kierownicy - 17 cm	-	-	-
	S6 - Dłuższy uchwyt kierownicy - 30 cm	112	8%	121 zł

	E2 - Zestwa oświetlenia	168	8%	182 zł
	E3 - Kilometromierz	84	8%	91 zł
	E9 - uchwyt dłoni	168	8%	182 zł
	E10S - uchwyt dłoni + nadgarstka rozm. S	225	8%	243 zł
	E11S - uchwyt ręki "REKAWICA" rozm. S	247	8%	267 zł
	F1 - uchwyt stopy	168	8%	182 zł
	F2 - uchwyt stopy "nosek"	168	8%	182 zł
	F3S - uchwyt stopy "sandał" rozm.S	253	8%	273 zł
	F4S - uchwyt stopy "sandał"+uchwyt łydek rozm.S	469	8%	507 zł
	F5 - regulowana długość korby	156	8%	168 zł
	siodełko "standard"	-	-	-
	P4S - regulacja siodełka - przód / tył rozm S	220	8%	238 zł
	P1S - stabilizacja miednicy rozm S . <i>Zawsze w komplecie z opcją P4</i>	238	8%	257 zł
	P2S - stabilizacja pleców rozm.S . <i>Zawsze w komplecie z opcją P4</i>	294	8%	318 zł

	P3 U80Neo S - stabilizacja miednicy + stabilizacja oparcia + szeroki pas piersiowy z neoprenu U80 NEO rozm. S . <i>Zawsze w komplecie z opcją P4</i>		532	8%	575 zł
	P3 U79Neo S - stabilizacja miednicy + stabilizacja oparcia + pasy czteropunktowe neoprenowe U79 rozm. S. <i>Zawsze w komplecie z opcją P4</i>		508	8%	548 zł
	P3 U73Neo S - stabilizacja miednicy + stabilizacja oparcia + kamizelka neoprenowa U73 rozm. S. <i>Zawsze w komplecie z opcją P4</i>		581	8%	627 zł
	E8 - lusterko wsteczne		168	8%	182 zł
	E1S - rozm.S		168	8%	182 zł
	dzwonek standardowy		11	8%	12 zł
	dzwonek "rybka"		34 zł	8%	36 zł
	dzwonek "tygrysek"		34 zł	8%	36 zł
	D1 - blokada wychylenia kierownicy		168	8%	182 zł
	E7 - uchwyt na napój		70	8%	76 zł
	E13 - podstawka do treningu stacjonarnego.		530	8%	573 zł

UWAGA!
 Jeżeli nie macie Państwo pewności , że wybrany model rowerka jest właściwy , proszę podać długość nogi od wewnętrznej strony (od pachwiny do stopy). Na podstawie tego parametru potwierdzimy wybór bądź



A-