

## Zamawiający

## Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

## Osoba dokonująca pomiaru



**P130C.00:** Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych

**P131B.01:** Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci

Cena wersji standardowej:

**Wersja wózka** (brutto detal):

<input type="checkbox"/>	1.610-01	ręczna regulacja kąta siedziska i kąta oparcia pleców	17.900,00
<input type="checkbox"/>	1.610-02	ręczna regulacja kąta siedziska; elektryczna regulacja kąta oparcia pleców	19.700,00
<input type="checkbox"/>	1.610-03	elektryczna regulacja kąta siedziska; ręczna regulacja kąta oparcia pleców	19.700,00
<input type="checkbox"/>	1.610-04	elektryczna regulacja kąta siedziska i kąta oparcia pleców	20.700,00

**Prędkość maksymalna**

5003/892 prędkość 10km/h; silniki 2 x 300W; waga użytkownika do 120kg; zasięg do 25km -

**Szerokość siedziska**

<input type="checkbox"/>	38	szerokość siedziska (szerokość tapicerki) 38cm; szerokość między boczками 38-50cm	-
<input checked="" type="checkbox"/>	43	szerokość siedziska (szerokość tapicerki) 43cm; szerokość między boczками 43-55cm	-
<input type="checkbox"/>	48	szerokość siedziska (szerokość tapicerki) 48cm; szerokość między boczками 48-60cm	-

**Głębokość siedziska**

<input type="checkbox"/>	615	40cm	-
<input type="checkbox"/>	788	43cm	-
<input checked="" type="checkbox"/>	619	46cm	-
<input type="checkbox"/>	792	49cm	-
<input type="checkbox"/>	793	53cm	-

**Typ siedziska**

<input checked="" type="checkbox"/>	737	standardowa tapicerka siedziska	-
<input type="checkbox"/>	4276	aluminiowa płyta siedziska	650,00

**Poduszka siedziska**

<input type="checkbox"/>		poduszka siedziska obszycie dzianina dystansowa (oddychająca):	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa	150,00
			<input type="checkbox"/> 10326 - 3cm	<input type="checkbox"/> 10329 - 5cm		
<input type="checkbox"/>		poduszka siedziska obszycie dzianina dystansowa (oddychająca):	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa	250,00
			<input type="checkbox"/> 10325 - 3cm	<input type="checkbox"/> 10328 - 5cm		
<input type="checkbox"/>	9868	poduszka siedziska składana; obszycie kodura, czarna	<input type="checkbox"/> 3cm	<input type="checkbox"/> 5cm		250,00
<input type="checkbox"/>	10219	poduszka siedziska delikatnie profilowana, wysokość 5cm; obszycie dzianiną dystansową w kolorze:	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa	350,00
<input type="checkbox"/>	1065369	poduszka siedziska SOLERO (podceratowane) wraz z aluminiową płytą siedziska, szerokość 43 cm				1.500,00
<input type="checkbox"/>	1065370	poduszka siedziska SOLERO (podceratowane) wraz z aluminiową płytą siedziska, szerokość 48 cm				1.500,00
<input type="checkbox"/>	1077812	poduszka siedziska ErgoSeat, obszycie tekstylne - czarne, wraz z aluminiową płytą, siedziska szerokość 38 cm				2.300,00
<input type="checkbox"/>	1077813	poduszka siedziska ErgoSeat, obszycie tekstylne - czarne, wraz z aluminiową płytą, siedziska szerokość 43 cm				2.300,00
<input type="checkbox"/>	1077814	poduszka siedziska ErgoSeat, obszycie tekstylne - czarne, wraz z aluminiową płytą, siedziska szerokość 48 cm				2.300,00
<input type="checkbox"/>		pokrowiec na poduszkę siedziska SOLERO oraz ErgoSeat z dzianiny dystansowej (oddychającej) w kolorze	<input type="checkbox"/> czarny	<input type="checkbox"/> czerwony	<input type="checkbox"/> granatowy	150,00
<input type="checkbox"/>		poduszka siedziska Netti UNO wraz z aluminiową płytą siedziska				1.100,00
<input type="checkbox"/>		poduszka siedziska Netti SIT wraz z aluminiową płytą siedziska				1.200,00
<input type="checkbox"/>		poduszka siedziska Netti SIT °C wraz z aluminiową płytą siedziska				1.300,00

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki siedziska Netti. Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

przy poduszkach SOLERO, ErgoSeat oraz Netti koszt aluminiowej płyty siedziska zawarty jest w cenie poduszki

**Siedzisko opcje dodatkowe**

<input type="checkbox"/>	4164	pasy odwodzące nogi MINI (dla szerokości siedziska do 38 cm)	250,00
<input type="checkbox"/>	3274	pasy odwodzące nogi MIDI (dla szerokości siedziska 38-44 cm)	250,00
<input type="checkbox"/>	4163	pasy odwodzące nogi MAXI (dla szerokości siedziska 48cm)	250,00
<input type="checkbox"/>	5062	poduszka siedziska z klinem, dopasowana do wymiaru <input type="checkbox"/> wysokość poduszki siedziska 1 cm <input type="checkbox"/> wysokość poduszki siedziska 3 cm	350,00
<input type="checkbox"/>	1070540	klin krokowy twardy, mocowany do aluminiowej płyty siedziska; <b>tylko z kodem 4276</b>	950,00

**Siedzisko opcje dodatkowe**

<input type="checkbox"/>	4164	pasy odwodzące nogi MINI (dla szerokości siedziska do 38 cm)	250,00
<input type="checkbox"/>	3274	pasy odwodzące nogi MIDI (dla szerokości siedziska 38-44 cm)	250,00
<input type="checkbox"/>	4163	pasy odwodzące nogi MAXI (dla szerokości siedziska 48cm)	250,00
<input type="checkbox"/>	5062	poduszka siedziska z klinem, dopasowana do wymiaru <input type="checkbox"/> wysokość poduszki siedziska 1 cm <input type="checkbox"/> wysokość poduszki siedziska 3 cm	350,00
<input type="checkbox"/>	1070540	klin krokowy twardy, mocowany do aluminiowej płyty siedziska; <b>tylko z kodem 4276</b>	950,00

<input type="checkbox"/>	2033	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą plastikową dla szerokości siedziska 38 i 43 cm	100,00
<input type="checkbox"/>	2448	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą plastikową dla szerokości siedziska 48 cm	100,00
<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą samochodową (06-6218)	150,00

**Oparcie pleców**

<input type="checkbox"/>	736	oparcie pleców z regulacją napiętości pasami; obszycie kodura, czarne	-
<input type="checkbox"/>	10321	oparcie pleców z regulacją napiętości pasami; obszycie kodura <input type="checkbox"/> czerwone <input type="checkbox"/> granatowe	150,00
<input type="checkbox"/>	10320	oparcie pleców z regulacją napiętości pasami; obszycie dzianina dystansowa (oddychająca) <input type="checkbox"/> czarne <input type="checkbox"/> czerwone <input type="checkbox"/> granatowe	250,00
<input type="checkbox"/>	1069696	poduszka oparcia pleców SOLERO (podceratowane), szerokość 43 cm	1.200,00
<input type="checkbox"/>	1070738	poduszka oparcia pleców SOLERO (podceratowane), szerokość 48 cm	1.200,00
<input type="checkbox"/>	1077824	poduszka oparcia pleców ErgoSeat, obszycie tekstylne - czarne, szerokość 38 cm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	1077825	poduszka oparcia pleców ErgoSeat, obszycie tekstylne - czarne, szerokość 43 cm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	1077826	poduszka oparcia pleców ErgoSeat, obszycie tekstylne - czarne, szerokość 48 cm	1.500,00
<input type="checkbox"/>		pokrowiec na poduszkę oparcia pleców SOLERO oraz ErgoSeat z dzianiny dystansowej (oddychającej) <input type="checkbox"/> czarny <input type="checkbox"/> czerwony <input type="checkbox"/> granatowy	150,00
<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti UNO (głębokość stabilizacji bocznej 10cm)	450,00
<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti SMART (głębokość stabilizacji bocznej 12cm)	650,00
<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti STABIL (głębokość stabilizacji bocznej 17cm)	650,00
<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti SUPER STABIL (głębokość stabilizacji bocznej 17cm - usztywniona)	700,00

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki oparcia pleców Netti. Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

**Elementy stabilizacji**

<input type="checkbox"/>	OD-5	pelota piersiowa stabilizująca	<input type="checkbox"/>	lewa	<input type="checkbox"/>	prawa	800,00/szt.
<input type="checkbox"/>	4165	kamizelka stabilizująca rozmiar MIDI dla szerokości siedziska 38 i 43cm					300,00
<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca rozmiar MAXI dla szerokości siedziska 48cm					300,00
<input type="checkbox"/>	06-3554	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą plastikową					150,00
<input type="checkbox"/>	06-6220	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą samochodową					400,00

**Elementy stabilizacji - zagłówki**

<input type="checkbox"/>	913	zagłówek MEYRA, mały; montowany na sztandze oparcia pleców					600,00
<input type="checkbox"/>	4553	zagłówek MEYRA, duży; montowany na sztandze oparcia pleców					750,00

NETTI: zagłówek głęboki, typ A	<input type="checkbox"/>	40880	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	28382	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	650,00
NETTI: zagłówek głęboki, typ A z paskiem podtrzymującym głowę	<input type="checkbox"/>	82566	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	44970	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	700,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt owalny; mały; typ B	<input type="checkbox"/>	40881	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	28383	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	650,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny; duży; typ C	<input type="checkbox"/>	40882	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	28384	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	550,00
NETTI: zagłówek trapezowy; typ D	<input type="checkbox"/>	81024	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	82986	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	600,00
NETTI: zagłówek z regulowanymi poduszkami bocznymi, typ E	<input type="checkbox"/>	90491	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	90490	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	650,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny, typ C z DYNAMIC SYSTEM	<input type="checkbox"/>	82161	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	82797	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	2.000,00

**Boczki**

<input type="checkbox"/>	106	boczek wyjmowany, możliwość montażu całego boczka przód tył; regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik płaski					-
--------------------------	-----	---	--	--	--	--	---

**Podnóżki**

<input type="checkbox"/>	93	podnóżki standardowe: zdejmowane i odchylane					-
<input type="checkbox"/>	92	podnóżki z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi; zdejmowane i odchylane (10644920092)					750,00

montaż uchwytów podnóżków

 na zewnątrz do wewnątrz

**Stopień podnóżka**

<input type="checkbox"/>	798	stopień podnóżka dzielony, z tworzywa; głębokość stopnia podnóżka 15cm; regulacja kąta	-
<input type="checkbox"/>	54	stopień podnóżka jednoczęściowy, profil aluminiowy, w kolorze czarnym głębokość stopnia podnóżka 15cm; regulacja kąta oraz głębokości <b>w przypadku kodu 54- jednoczęściowy stopień podnóżka określ sposób montażu uchwytów podnóżków (opcja powyżej)</b>	850,00

Długość podudzia  
w zakresie 28 - 43 cm

<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	50,00
<input type="checkbox"/>	823	zapiętki; tylko z dzielonym stopniem podnóżka kod 798 (1060267)	450,00

**Ogumienie**

<input type="checkbox"/>	163/146	kółka przednie 9" (230x70mm); pompowane; przednia wysokość siedziska (cm): <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 51	-
<input type="checkbox"/>	460/846	koła tylne napędowe 14" (356x75mm); pompowane	-
<input type="checkbox"/>	908	ogumienie w kolorze czarnym	-

**Elektronika**

<input type="checkbox"/>	932	pełne oświetlenie drogowe LED wraz z kierunkowskazami	-
<input type="checkbox"/>	4696/731	akumulatory bezobsługowe 50Ah (20h); ładowarka 5A	-
<input type="checkbox"/>	2838/2847	elektronika LINX <input type="checkbox"/> 60- sterowanie lewa ręka <input type="checkbox"/> 74- sterowanie prawa ręka	-
<input type="checkbox"/>	4860	uchwyt joysticka z regulacją długości i wysokości, odchylany na bok (pantograf)	-
<input type="checkbox"/>	4874	osłona joysticka przed uderzeniem (1070778)	250,00
<input type="checkbox"/>		uchwyt joysticka dla opiekuna montowany na rurce oparcie pleców; <b>nie łączyć z oparciem pleców SOLERO i ErgoSeat; nie zalecany przy poduszkach oparcia NETTI</b>	150,00
<input type="checkbox"/>	851	uchwyt joysticka dla opiekuna mocowany na sztandze oparcia pleców (1072650)	750,00

**Kolor ramy**

<input type="checkbox"/>	207	czarny mat	-
--------------------------	-----	------------	---

Dodatki			
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kule (2 szt.) montowany po zewnętrznej stronie boczka; kule w pozycji poziomej (10822200970)	400,00
<input type="checkbox"/>	994	bagażnik rurkowy (1069786)	250,00
<input type="checkbox"/>	782	uchwyt na telefon	150,00
<input type="checkbox"/>	927	lusterko; strona bez joysticka	300,00
<input type="checkbox"/>	906	lusterko; strona z joystickiem	300,00
<input type="checkbox"/>	DW-5	śpiwór uniwersalny	550,00
<input type="checkbox"/>	DW-6	deska do przesiadania się	350,00
<input type="checkbox"/>	DW-7	stolik terapeutyczny nasuwany na podłokietniki; <b>tylko z kodem 106</b>	600,00
<input type="checkbox"/>	10719	kieszon na drobiazgi mocowana z przodu to tapicerki siedziska	100,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi z wierzchnią warstwą przeciwdeszczową	150,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

**W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.**

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka

**NETTI poduszka siedziska**

WYMIAR	NETTI UNO		NETTI SIT		NETTI SIT C
	szer.xgłęb.	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care	tapicerka 3D	
35x40	171805	172005	187303	x	189303
35x45	171806	172006	187304	188304	189304
35x50	171807	172007	187305	188305	189305
38x40	x	x	187306	188306	189306
38x45	171809	172009	187307	188307	189307
38x50	171810	172010	187308	188308	189308
40x40	171812	172012	187309	188309	189309
40x45	171813	172013	187310	188310	189310
40x50	171814	172014	187311	188311	189311
40x55	x	x	187333	188333	x
43x40	x	x	187312	188312	189312
43x45	171817	172017	187313	188313	189313
43x50	171818	172018	187314	188314	189314
45x40	x	x	187315	188315	189315
45x45	171821	172021	187316	188316	189316
45x50	171822	172022	187317	188317	189317
45x55	171823	172023	187318	188318	189318
50x45	171825	172025	187319	188319	189319
50x50	171826	172026	187320	188320	189320
50x55	x	x	187321	188321	189321

**NETTI poduszki oparcia**

WYMIAR	NETTI UNO		NETTI SMART		NETTI STABIL		NETTI SUPER STABIL		
	szer.xwys.	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care
30x40			x	357302	358302	407302	x	x	x
35x50	344701	344901		357304	358304	367304	368304	377301	378301
38x50	x	x		357305	358305	367305	368305	377302	378302
40x50	344702	344902		357306	358306	367306	368306	377303	378303
43x50	x	x		357307	358307	367307	368307	377304	378304
45x50	344703	344903		357308	358308	367308	368308	377305	378305
50x50	344704	344904		357309	358309	367309	368309	377306	378306
55x50	344705	344905		357310	358310	367310	368310	377307	378307