



FREEDOM









Ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
Polska
tel. 71 3874200
faks 71 3870574
info@vermeiren.pl

Rowerek rehabilitacyjny trójkołowy dla młodzieży i dorosłych





Zamawiający: Nazwa firmy: ulica: Miejscowość / kod poczt.: Tel: e-mail:	Dostawa na adres: Nazwa : ulica: Miejscowość / kod poczt.: Tel: e-mail:
--	--

Ref.

		cena netto	VAT	cena brutto
			standardowa wersja	
Rodzaj napędu				
	01 - wolne koło - pedałowanie napędza rower, jak się przestanie pedałowac rower jedzie na wolnym biegu, swobodne kręcenie pedałami do tyłu. Zawsze zawiera hamulec tarczowy na tylnym kole B1 (w cenie napędu).	350	8%	378 zł
	02 - hamulec w pedale (torpedo) .Hamulec w pedale , tzw. torpedo - pedałowanie napędza rower, jak się przestanie pedałowac rower jedzie na wolnym biegu, naciśnięcie pedałami w tył hamuje rower. - W wersji E stanadard	225	8%	243 zł
	06 - ostre koło - pedałowanie napędza rower, nie ma wolnego biegu, kręcenie pedałami w tył napędza rower w przeciwnym kierunku.	-	-	-
	23 - Dyferencjał - mechanizm różnicowy. Podnosi funkcjonalność i komfort jazdy. Prowadzi się lżej i wygodniej, łatwiej pokonywać nierówności terenu i skręcać. Szczególnie polecane osobom o słabej koordynacji ruchowej górnych partii ciała i słabej kondycji fizycznej.	477	8%	516 zł
	E - Wersja rowera elektryczna - wspomaganie + jazda ciągła (ze stałą prędkością). - Opcja 23 , dyferencjał jest w standardzie. - Opcja 03 , przerzutki (3 przełożenia) jest w stanfardzie.	6318	8%	6823 zł
KOLORYSTYKA				
rama	Czarny		-	-
	Biała		-	-
OPCJE DODATKOWE				
	03 - Przerzutki - 3 przełożenia (tylko z napędem torpedo 02- wliczony w cenę)- W wersji E standard.	294	8%	318 zł
	07 - Przerzutki - 7 przełożeń (tylko z napędem torpedo 02- wliczony w cenę)	590	8%	637 zł
	S1 - kierownica "CLASSIC"	-	-	-


	S2 - standardowa kierownica		-	-	-
	S3 - kierownica miejska		-	-	-
	S4 - kierownica "KWADRAT"		225	8%	243 zł
	standardowy uchwyt kierownicy - 17 cm		-	-	-
	S6 - Dłuższy uchwyt kierownicy - 30 cm		112	8%	121 zł
	S5 - Regulowny kąt kolumny kierowniczej		238	8%	257 zł
	B1 - Hamulec tarczowy na tylne koło		239	8%	258 zł
	E2 - Zestwa oświetlenia		168	8%	182 zł
	E3 - Kilometromierz		84	8%	91 zł
	E9 - uchwyt dłoni		168	8%	182 zł
	E10M - uchwyt dłoni + nadgarstka rozm. M		225	8%	243 zł
	E11M - uchwyt ręki "REKAWICA" rozm. M		247	8%	267 zł
	F1 - uchwyt stopy		168	8%	182 zł
	F2 - uchwyt stopy "nosek"		168	8%	182 zł
	F3M - uchwyt stopy "sandał" rozm.M		253	8%	273 zł

	F4M - uchwyt stopy "sandał"+uchwyt łydek rozm.M	469	8%	507 zł
	F5 - regulowana długość korby	156	8%	168 zł
	siodełko "standard"	-	-	-
	E12 - Siodełko "komfort"	168	8%	182 zł
	P4M - regulacja siodełka - przód / tył rozm M	220	8%	238 zł
	P1M - stabilizacja miednicy rozm M. <i>Zawsze w komplecie z opcją P4</i>	238	8%	257 zł
	P2S - stabilizacja pleców rozm.S . <i>Zawsze w komplecie z opcją P4</i>	294	8%	318 zł
	P3 U80Neo M - stabilizacja miednicy + stabilizacja oparcia + szeroki pas piersiowy z neoprenu U80 NEO rozm. M . <i>Zawsze w komplecie z opcją P4</i>	532	8%	575 zł
	P3 U79Neo M - stabilizacja miednicy + stabilizacja oparcia +pasy czteropunktowe neoprenowe U79 rozm. M. <i>Zawsze w komplecie z opcją P4</i>	508	8%	548 zł
	P3 U73Neo S - stabilizacja miednicy + stabilizacja oparcia + kamizelka neoprenowa U73 rozm. S. <i>Zawsze w komplecie z opcją P4</i>	581	8%	627 zł
	E8 - lusterko wsteczne	168	8%	182 zł
	E5 - kufer zamykany	505	8%	546 zł
	E6 - Uchwyt na kule	70	8%	75 zł
	E1M - rozm.M	168	8%	182 zł
	dzwonek standardowy	11	8%	12 zł
	D1 - blokada wychylenia kierownicy	168	8%	182 zł

	E7 - uchwyt na napój	70	8%	76 zł
	E14 - Koszy z przodu	168	8%	182 zł
	E4- Koszy z tyłu	505	8%	546 zł
	E13 - podstawka do treningu stacjonarnego.	530	8%	573 zł

UWAGA!

Jeżeli nie macie Państwo pewności , że wybrany model rowerka jest właściwy , proszę podać długość nogi od wewnętrznej strony (od pachwiny do stopy). Na podstawie tego parametru potwierdzimy wybór bądź



A-

Wyzerowanie całego formularza.

Formularz zostanie wysłany do działu handlowego Vermeiren Polska