

Ovation Gen 2 Walker

Orteza stopowo-goleniowa
nr kat. OV1000

CECHY PRODUKTU:

- Rama buta wykonana z włókna szklanego, specjalnie wzmocnionego nylonem.
- Wkładka wykonana z pianki o otwartych komórkach ze szczotkowanego nylonu.
- Bez dodatku lateksu.
- Unikalnie zaprojektowana podeszwa zapewnia zachowanie naturalnych właściwości przetoczenia stopy, wspierając przy tym stabilizację na każdej powierzchni.
- Kolor czarno-niebieski.
- Uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

- Urazy tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, stopy, goleni.
- Skręcenia stawu skokowego II i III stopnia .
- Doleczanie stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia.

PRZECIWSKAZANIA:

- Zaburzenia czucia.
- Owrzodzenia skóry, rany otwarte.
- Odrętwienia, objawy bólowe.

TABELA ROZMIARÓW:

Rozmiar	Rozmiar obuwia
XS	34-36
S	37-39
M	40-44
L	45-47

