

## Zamawiający

**reha.best**  
sklep medyczny

SKLEP MEDYCZNY REHA.BEST  
ul. Milionowa 2, 93-034 Łódź.  
tel.: +48 888 63 63 59, e-mail: biuro@reha.best

**Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)**

## Osoba dokonująca pomiaru

## Cena (rabat)

**MEYRA®**  
GROUP



Cena wersji standardowej:

**11.900,00 zł. brutto**

Refundacja wózka:

 P.129 P.131: 1.360-913 (elementy stabilizacji w formularzu poniżej)

## Rama wózka

<input type="checkbox"/>	351	rama MIDI;	<b>koła tylne 22" (56cm);</b> dł. ramy: 47 cm;	szer. siedziska: 24-30 cm	gł. siedziska: 24-30 cm	-
<input type="checkbox"/>	352	rama MAXI;	<b>koła tylne 24" (61cm);</b> dł. ramy: 56 cm;	szer. siedziska: 24-40 cm	gł. siedziska: 32-40 cm	-

## Szerokość siedziska

<input type="checkbox"/>	124	24 cm				-
<input type="checkbox"/>	126	26 cm				-
<input type="checkbox"/>	28	28 cm				-
<input type="checkbox"/>	30	30 cm				-
<input type="checkbox"/>	32	32 cm	tylko z ramą MAXI - KOD 352			-
<input type="checkbox"/>	34	34 cm	tylko z ramą MAXI - KOD 352			-
<input type="checkbox"/>	36	36 cm	tylko z ramą MAXI - KOD 352			-
<input type="checkbox"/>	38	38 cm	tylko z ramą MAXI - KOD 352			-
<input type="checkbox"/>	40	40 cm	tylko z ramą MAXI - KOD 352			-

## Głębokość siedziska

<input type="checkbox"/>	524	24 cm	tylko z ramą MINI - KOD 351			-
<input type="checkbox"/>	526	26 cm	tylko z ramą MINI - KOD 351			-
<input type="checkbox"/>	528	28 cm	tylko z ramą MINI - KOD 351			-
<input type="checkbox"/>	390	30 cm	tylko z ramą MINI - KOD 351			-
<input type="checkbox"/>	392	32 cm	tylko z ramą MAXI - KOD 352			-
<input type="checkbox"/>	394	34 cm	tylko z ramą MAXI - KOD 352			-
<input type="checkbox"/>	366	36 cm	tylko z ramą MAXI - KOD 352			-
<input type="checkbox"/>	368	38 cm	tylko z ramą MAXI - KOD 352			-
<input type="checkbox"/>	615	40 cm	tylko z ramą MAXI - KOD 352			-

**Wysokość oparcia pleców (bez poduszki)**

<input type="checkbox"/>	620	25 cm		-
<input type="checkbox"/>	625	30 cm	możliwość regulacji wysokości oparcia pleców +/- 2,5 cm tylko przy rączkach regulowanych na wysokość - kod 502	-
<input type="checkbox"/>	631	35 cm		-
<input type="checkbox"/>	632	40 cm		-

**Elementy stabilizacji (opcje obowiązkowe przy refundacji wózka na kod P.130 i P.131)**

<input type="checkbox"/>	OD-5	pelota stabilizująca, piersiowa; ograniczona możliwość składania oparcia pleców <b>NIE ŁĄCZYĆ Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA 25CM I 30CM</b>	<input type="checkbox"/> lewa	450,00
			<input type="checkbox"/> prawa	450,00
<input type="checkbox"/>	OD-6	kamizelka stabilizująca		250,00
<input type="checkbox"/>	OD-7	pas bezpieczeństwa - stabilizujący 4-ro punktowy		300,00
<input type="checkbox"/>	OD-8	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę	<input type="checkbox"/> 60cm <input type="checkbox"/> 110cm	<input type="checkbox"/> 80cm <input type="checkbox"/> 140cm
<input type="checkbox"/>	913	zagłówek; montowany na barierce oparcia pleców; reg.: wysokość, głębokość oraz kąt <b>NIE ZALECANY Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 25CM; tylko z rączkami kod 502</b>		2.300,00
<input type="checkbox"/>	809	składana sztanga poprzeczna, zdejmowana; z regulacją wysokości <b>nie łączyć z hamulcami dla opiekuna kod 706</b>		900,00

**Rączki do pchania wózka**

<input type="checkbox"/>	410	krótkie, anatomiczne rączki do pchania wózka, stałe		-
<input type="checkbox"/>	502	krótkie rączki z regulacją wysokości do 30 cm		250,00
<input type="checkbox"/>	29	regulacja kąta oparcia +/- 15*, skokowo co 5*; <b>nie łączyć z rączkami standardowymi - KOD 410</b>		1.550,00

**Przednia wysokość siedziska (bez poduszki)**

	widelec krótki			widelec średni			widelec długi		
<input type="checkbox"/> 100mm	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	
<input type="checkbox"/> 125mm		<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	
<input type="checkbox"/> 142mm <b>tylko rama MAXI</b>			<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	

**Kółka przednie**

<input type="checkbox"/>	151	100mm	pełne, twarda guma	felga z tworzywa, czarna		-
<input type="checkbox"/>	153	125mm	pełne, twarda guma	felga z tworzywa, czarna		-
<input type="checkbox"/>	327	142mm	pełne, miękka guma	felga z tworzywa, czarna	tylko rama MAXI	-
<input type="checkbox"/>	1068963	100mm	pełne, twarda guma	felga z tworzywa, czarna	świejące	250,00
<input type="checkbox"/>	1072385	100mm	pełne, twarda guma	felga aluminiowa, srebrna		450,00
<input type="checkbox"/>	1072386	125mm	pełne, twarda guma	felga aluminiowa, srebrna		500,00

**Tyłna wysokość siedziska**

			36	38	39	40	41	42	43	44	45	47
<input type="checkbox"/>	22"	rama MIDI 351	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	24"	rama MAXI 352			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Koła tylne model**

<input type="checkbox"/>	651	koła standardowe, wypinane							22"	24"		-
<input type="checkbox"/>	752	koła lekkie, redukcja wagi wózka o 660g. <b>tylko z ciągami aluminiowymi - KOD 494 oraz ogumieniem wysokociśnieniowym</b>							22"	24"		500,00
<input type="checkbox"/>	1068705	SIX-STAR, ogumienie wysokociśnieniowe oraz <b>ciąg aluminiowy</b> nie łączyć z odblaskami na koła - KOD 819 oraz osłonami na szprychy								24"		na zapytanie
<input type="checkbox"/>	1068707	koła terenowe CROSS, ogumienie terenowe, <b>ciąg ze stali nierdzewnej</b>								24 x 1,75"		na zapytanie

**Ogumienie kół tylnych (dla kół standardowych - KOD 651)**

<input type="checkbox"/>	496	wysokociśnieniowe (8 bar), szare							22x1"	24x1"		-
<input type="checkbox"/>	902	pełne z pianki PU							22x1"	24x1"		-
<input type="checkbox"/>	897	Marathon Plus, wysokociśnieniowe (10 bar), czarne							22x1"	24x1"		200,00
<input type="checkbox"/>	ON-2	Schwalbe Right-Run, czerwono-czarne								24x1"		150,00
<input type="checkbox"/>	ON-3	Schwalbe Right-Run, niebiesko-czarne								24x1"		150,00

**Ciągi i nakładki na ciągi**

<input type="checkbox"/>	492	Maxxgrepp Ergo z silikonem między ciągiem a felgą <b>nie łączyć z odległością ciągu od koła 25mm - KOD 693 oraz osłonami na szprychy</b>							22x1"	24x1"		2.100,00
<input type="checkbox"/>	493	stal polerowana								24x1"		-
<input type="checkbox"/>	494	aluminium							22x1"	24x1"		-
<input type="checkbox"/>	168	Optigripp ciąg specjalny dla tetraplegików								24x1"		850,00
<input type="checkbox"/>	692	odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm w zależności od modelu koła i ogumienia)										-
<input type="checkbox"/>	693	odległość ciągu od koła szersza (ok 25mm w zależności od modelu koła i ogumienia)										-
<input type="checkbox"/>	166	nakładka silikonowa, gładka, czarna							22x1"	24x1"		250,00
<input type="checkbox"/>	OC-1	nakładka gumowa, czerwona								24x1"		200,00

**Kamber kół tylnych**

<input type="checkbox"/>	423	0*										100,00
<input type="checkbox"/>	447	3*										-
<input type="checkbox"/>	454	6*										-

**Montaż kół tylnych**

	aktywny		pośredni		pasywny	
pozycja	1	2	3	4		
odległość od przedniej krawędzi rurki oparcia do szybkozłączki	<input type="checkbox"/> 7 cm	<input type="checkbox"/> 5,5 cm	<input type="checkbox"/> 4 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,5

**Hamulce**

<input type="checkbox"/>	305	dociskowe dla użytkownika wózka	-
<input type="checkbox"/>	706	bębnowe dla opiekuna <b>tylko z ciągami aluminiowymi - KOD 494, ogumieniem wysokociśnieniowym - KOD 496 i rączkami regulowanymi na wysokość - KOD 502</b>	1.600,00
<input type="checkbox"/>	73	dźwignie hamulców zamontowane w boczku kod 100	2.000,00
<input type="checkbox"/>	681	przedłużone i składane dźwignie hamulców	150,00

**Boczki**

<input type="checkbox"/>	100	aluminiowy, w kolorze ramy, z nadkolem	-
<input type="checkbox"/>	748	aluminiowy, w kolorze ramy, z nadkolem oraz podłokietnikiem regulowanym na wysokość	800,00

**Stopień podnóżka**

<input type="checkbox"/>	55/128	stopień aluminiowy, jednoczęściowy, odchylany; regulacja wysokości, głębokości i kąta, szerokość 20 cm; długość podudzia: rama MIDI: 20-29 cm, rama MAXI: 25-32 cm	długość podudzia	-
<input type="checkbox"/>	55/762	stopień aluminiowy, jednoczęściowy, odchylany; regulacja wysokości, głębokości i kąta, szerokość 20 cm; długość podudzia: rama MAXI: 33-44 cm	<input type="text"/>	-

**Stopień podnóżka - dodatki**

<input type="checkbox"/>	359	pas podudzia	-
<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	350,00
<input type="checkbox"/>	823	zapiętki	350,00
<input type="checkbox"/>	664	blokada stopnia podnóżka	2.600,00

**Kolor ramy**

<input type="checkbox"/>	4922	zielony metalik z efektem REFLEX	<input type="checkbox"/>	4923	pomarańczowy metalik z efektem REFLEX	-
<input type="checkbox"/>	4925	chromowany	<input type="checkbox"/>	4066	czerwony	-
<input type="checkbox"/>	180	limonka metalik z efektem REFLEX	<input type="checkbox"/>	224	ciemny niebieski metalik	-
<input type="checkbox"/>	206	czarny połysk				-
<input type="checkbox"/>	4920	kolor ramy wg życzenia klienta; z dostępnych w ofercie MEYRA	<input type="text"/>			1.000,00

**System siedziska**

<input type="checkbox"/>	738	standardowa tapicerka siedziska, gąbka 1,5cm; obszycie czarna kodura	-	
<input type="checkbox"/>	560	poduszka siedziska gąbkowa 3 cm	-	
<input type="checkbox"/>	SD-1	obszycie poduszki dzianiną dystansową (oddychającą)	<input type="checkbox"/> czarną <input type="checkbox"/> czerwoną <input type="checkbox"/> granat	-
<input type="checkbox"/>	948	anatomiczna poduszka siedziska, grubość 3 cm, gąbkowa; <b>tylko z anatomicznym oparciem pleców - KOD 940 i 949</b>	150,00	
<input type="checkbox"/>	DK-1	pasy odwodzące nogi	200,00	
<input type="checkbox"/>	DK-2	klin krokowy tekstylny z przekładką siedziska (niezalecany z poduszką siedziska)	350,00	

**System oparcia pleców**

<input type="checkbox"/>	735/292	tapicerka oparcia pleców oddychająca z regulacją napiętości pasami rzepowymi w kolorze czarnym	-	
<input type="checkbox"/>	OR-1	obszycie oparcia dzianiną dystansową (oddychającą)	<input type="checkbox"/> czerwoną <input type="checkbox"/> granat <input type="checkbox"/> dwukolorowo	-
<input type="checkbox"/>	940/949	anatomiczna poduszka oparcia pleców wraz z demontowaną płytą aluminiową w kolorze ramy przy zamówieniu tej opcji pobierz formularz pomiarów płyty; <b>tylko z systemem siedziska - KOD 948</b>	1.800,00	

**Kółka podporowe**

<input type="checkbox"/>	standardowo 1 szt.	<input type="checkbox"/>	729 - lewe	<input type="checkbox"/>	730 - prawe	-
<input type="checkbox"/>	dodatkowe (drugie) kółko podporowe (para kółek zamontowanych w wózku) - KOD 728					300,00

**Wąsy tylne**

<input type="checkbox"/>	309	1 szt.	<input type="checkbox"/>	lewy	<input type="checkbox"/>	prawy	100,00/szt.
--------------------------	-----	--------	--------------------------	------	--------------------------	-------	-------------

**Oslony na szprychy**

<input type="checkbox"/>	489	przeźroczyste				350,00
<input type="checkbox"/>	819	odblaski na szprychy				50,00
<input type="checkbox"/>	206964600	odblaskowe nakładki na szprychy (reflektory szprychowe)				300,00

**Dodatki**

<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa biodrowy				-
<input type="checkbox"/>	929	stolik terapeutyczny; <b>tylko z boczkiem z podłokietnikiem - KOD 748</b>				1.200,00
<input type="checkbox"/>	679	blokada złożonego wózka				-
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę				50,00
<input type="checkbox"/>	261519300	plecak wielokomorowy, MEYRA				350,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania				250,00
<input type="checkbox"/>	DW-10	ocieplacz na nogi z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową				350,00
<input type="checkbox"/>	DW-11	torba (pokrowiec) na koła tylne, z przegrodą oraz kieszenią				50,00

Firma MDH sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

**W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.**



Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka