

**VERMEIREN**  
we care for you



## TIMIX SU

Wózek elektryczny z napędem  
na przednie koła z funkcją pionizacji.

Ul. Łączna 1  
55-100 Trzebnica  
Polska  
tel. 71 3874200  
faks 71 3870574  
info@vermeiren.pl



Adres dostawy

Zamawiający:

**reha.best**  
sklep medyczny

SKLEP MEDYCZNY REHA.BEST  
ul. Torowa 25, 95-200 Pabianice  
tel.: +48 888 63 63 59, e-mail: sklep@reha.best  
Michał Nowak, Marzęcice 23, 98-337 Strzelce Wielkie  
NIP: 508 004 10 66, REGON: 100 999 667

ref.

Wersja standardowa

Cena netto    Cena brutto

### KONFIGURACJA

#### Silniki

	6 km/h		-	-	
	10 km/h		1400zł	1512 zł	
	14 km/h		3494 zł	3774 zł	
SE 50	TECHNOLOGIA V-STAB: automatyczna kompensacja błędów trakcyjnych.		-	-	
XD	PowerModule 120A - zwiększa moc - ułatwia pokonywanie przeszkód i jazdę po nachyleniu.		1638 zł	1769 zł	

#### Szerokość siedziska

	40 (odchylenie oparcia ograniczone do 30°)	45	-	-	
--	--	----	---	---	--

#### Głębokość siedziska

	42	44,5	47	-	-	
--	----	------	----	---	---	--

#### Wysokość siedziska (mierzona do ramy siedziska bez poduszki)

	520 mm		-	-	
--	--------	--	---	---	--

#### Sterownik & Podłokietniki










##### Sterownik









R	Prawa strona		-	-	
L	Lewa strona		-	-	























#### Odchylany na bok

SE53	Odchylany na boki ( na zew. i do wew.)		-	-	
SE53Z	Odchylany na bok i opuszczany pod podłokietnik ( na zew. i do wew.) . Nie kompatybilne z SE64 - fixed & SE64 - swivel.		218 zł	235 zł	
SE53A	Odchylany na zewnątrz i do wewnątrz z regulowaną trójstopniową blokadą ustawienia. Nie kompatybilne z SE64- fixed & SE64- swivel.		109 zł	118 zł	

Opcje sterownika					
LINX	Sterownik LINX (REM 200)		-	-	
LINX LCD	Sterownik z dotykowym ekranem LCD zintegrowanym (REM400)		1802 zł	1946 zł	
SE64 - fixed	Przyciski aktywacyjne - przymocowane do podłokietnika. Nie kompatybilne z SE53Z & SE53A.		1201 zł	1297 zł	
SE64 - swivel	Przyciski aktywacyjne - przymocowane do odchylanego sterownika. Nie kompatybilne z SE53Z & SE53A.		1201 zł	1297 zł	
Specjalne sterowniki					
SE68	Specjalne dźwignie dla tetraplegików do przełączania funkcji na dźwójstiku typu LINX LCD) - Tylko ze sterownikiem REM 400.		1265 zł	1366 zł	
SE02	Table control		1040 zł	1123 zł	
SE04	Sterowanie brodem - <b>zaleca się jednoczesne zamówienie opcji sterownika XD</b>		4624 zł	4994 zł	
SE08	Sterownik zamontowany za tyłu za oparciem dla osoby towarzyszącej		349 zł	377 zł	
SE09	Dodatkowy sterownik dla osoby towarzyszącej		1987 zł	2146 zł	
SE63	Kulka piankowa na sterowniku		273 zł	295 zł	
SE82	Przyciski sterujące rozlokowane w różnych miejscach (octopus 2) (Wymaga zamówienia sterownika LINX LCD)		6607 zł	7135 zł	
SE83	Mini Dźwójstik ( minimalna siła nacisku) (Wymaga zamówienia sterownika LINX LCD)		12600 zł	13608 zł	
Podłokietnik & Podparcie pod łokieć					
	Podparcie pod łokieć PU		-	-	
	Podparcie pod łokieć - Soft comfort		164 zł	177 zł	
	Podparcie pod łokieć - skaj		164 zł	177 zł	
B66	Podłokietnik rynnowy PU (stabilizujący przedramie) , nie kompatybilne z B15 -stolik, SE74A-lusterko lub SE16				
	Prawy		186 zł	201 zł	
	Lewy		186 zł	201 zł	

B66S	Podłokietnik próżniowy, modyfikowany STABILO (stabilizujący przedramie), nie kompatybilne z B15 - stolik, SE74A-lusterko lub SE16			
	Prawy		627 zł 677 zł	
	Lewy		627 zł 677 zł	
<b>Regulowane automatycznie podnóżki</b>				
<b>Centralny</b>				
BZ10E	Automatycznie regulowane podnóżki do poziomu z podparciami pod łydki jedno-płytkowe (1 silownik)			
<b>Siedzisko</b>				
	Rodzaj materiału tapicerskiego			
	PU Soft (szary)		- -	
	3D Net (czarny)		- -	
	3D Net (czarny)		200 zł 216 zł	
	3D Net (czarny) / cordura (czarna)		147 zł 159 zł	
	Skaj Soft (czarny)		- -	
L16	płyta z pasami velcro bez poduszki			
B23	Poduszka płaska 4 cm			
B23P	Poduszka wyprofilowana z pianki w pokrowcu			
L35	Poduszka Contur			
VICAIR LIBERTY	Poduszka pneumatyczna VICAIR			
VICAIR PROFILE	Poduszka pneumatyczna VICAIR ze stabilizatorem miednicy			
VICAIR VECTOR O2	8 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR VECTOR O2- 6 cm			1155 zł 1247 zł
	8 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR VECTOR O2 - 10 cm			1155 zł 1247 zł
VICAIR MULTIFUNCTIONAL O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR MULTIFUNCTIONAL O2 - 6 cm			1295 zł 1399 zł
VICAIR POMMEL O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR POMMEL O2- 10 cm			1718 zł 1856 zł
VICAIR CENTRE RELIFE O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR CENTRE RELIFE - 10 cm			1201 zł 1297 zł










VICAIR ACTIVE O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR ACTIVE O2- 6 cm		1155 zł	1247 zł	
VICAIR ACTIVE O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR ACTIVE O2- 9 cm		1155 zł	1247 zł	
<b>Oparcie</b>					
	Rodzaj materiału tapicerskiego				
	PU Soft (szary)		-	-	
	3D Net (czarny)		-	-	
	3D Net (czarny)		200 zł	216 zł	
	3D Net (czarny) / cordura (czarna)		147 zł	159 zł	
	Skaj Soft (czarny)		-	-	
<b>Rodzaj oparcia</b>					
L34 Std	Poduszka na podstawie drewnianej - Kontur STD				
	Wysokość oparcia				
	58 cm		-	-	
	oparcie wyższe 65 cm		120 zł	129 zł	
	oparcie wyższe 70 cm		120 zł	129 zł	
	oparcie wyższe 75 cm		120 zł	129 zł	
Vicair Multifunctional	Poduszka Vicair Multifunctional		1572 zł	1698 zł	
<b>Siedzisko &amp; Oparcie regulacje</b>					
	Automatyczna płynna regulacja kąta oparcia - 90° . Uwaga w rozmiarze siedziska 40 cm ograniczona do 30°.		-	-	
<b>Koła &amp; Opony</b>					
<b>Koła przednie napędowe (350x 70) 3,00x8</b>					
	Pneumatyczne, czarna opona, czarna felga, bieżnik typu "block"		-	-	
	Pneumatyczne, czarna opona, czarna felga, płaski bieżnik typu "line"		-	-	
	Pneumatyczne, szara opona, czarna felga, bieżnik typu "block"		376 zł	406 zł	
	Antyprzebiciowe, czarna opona, czarna felga, bieżnik typu "block"		376 zł	406 zł	
<b>Tylne koło (250 x 70) 9'</b>					
	Pneumatyczne, szara opona, czarna felga, płaski bieżnik		-	-	
	Antyprzebiciowe, czarna opona, czarna felga, płaski bieżnik		376 zł	406 zł	
<b>Kolor ramy</b>					
		<i>mat</i>	<i>połysk</i>		
C4	Jasny czerwony		-	-	

C75	Czarny mat		-	-	-	
C77	Czarny połysk	-		-	-	
C8	Żółty			-	-	
C29	Srebrny			-	-	
C59	Szampański			-	-	
C53	Pomarańczowy			-	-	
C55	Inox			-	-	
C56	Niebieski metallic			-	-	
C76	Biały			-	-	
C79	Jasny niebieski			-	-	
C85	Zielony jasny			-	-	
C71	Granatowy błyszczący	-		-	-	
C72	Czerwony błyszczący	-		-	-	
C73	Błyszcząca zieleń limonkowa	-		-	-	
C78	Błyszczący jasny niebieski	-		-	-	
C88	Złoty	-		-	-	
C89	Miedziany	-		-	-	
	Dowolny wybrany kolor			328 zł	354 zł	
<b>OPCJE</b>						
Se 01	błotniki			-	-	
B15	Stolik z plexi (transparentny) nie kompatybilny z lusterkiem SE74 i SE74A oraz podłokietnikami B66 i B66S.			364 zł	393 zł	
B15A	Stolik z ABS (czarny) nie kompatybilny z lusterkiem SE74 i SE74A oraz podłokietnikami B66 i B66S.			204 zł	220 zł	
B58	Pas bezpieczeństwa z klamrą samochodową			-	-	
L04	Pelota boczna stabilizująca tułów					
	Prawa duża			167 zł	180 zł	
	Prawa mała			167 zł	180 zł	
	Lewa duża			167 zł	180 zł	

	Lewa mała		167 zł	180 zł	
SE16	Płyta boczna podłokietnika (plexi) - transparentna nie kompatybilna z podparciem pod łokieć <i>B66 / B66O / B66S</i> oraz pelotami udowymi SE 37.		-	-	
L55	Zaglówek ortopedyczny regulowany na wysokość i głębokość		331 zł	357 zł	
L58	Zaglówek ortopedyczny 3D regulowany na wysokość, głębokość, szerokość i obracany		441 zł	476 zł	
SE19	LED lights		-	-	
SE24	Uchwyt na butelkę lub kubek		164 zł	177 zł	
SE26	Uchwyt do pchania		196 zł	212 zł	
SE37	Peloty stabilizujące uda (para) - nie kompatybilne z płytą boczną podłokietnika SE16.		415 zł	448 zł	
SE74	Lusterko wsteczne nie kompatybilne z podłokietnikami <i>B66 / B66S</i> .		153 zł	165 zł	
SE74A	Lusterko wsteczne odchylane nie kompatybilne z podłokietnikami <i>B66 / B66S</i> .		306 zł	330 zł	
SE 06	Port USB do ładowania telefonu.		735 zł	794 zł	

**PASY STABILIZUJĄCE, PASYWNE CORDURA/NET**

U173	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem		198 zł	213 zł	
U174	Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka		195 zł	211 zł	
U174 - P	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem z ujęciem krocza		198 zł	213 zł	
U180	Pas brzuszny		143 zł	154 zł	
U180 - P	Pas brzuszny z ujęciem krocza		261 zł	282 zł	
U08	Pasy udowe odwodzący		153 zł	165 zł	
U96	Pasy stabilizujące nadgarstki		108 zł	117 zł	

PASY STABILIZUJĄCO-KOREKCYJNE , DYNAMICZNE z Neoprenu		neoflex™			
NEO 30.01	Neoprenowy 2 punktowy pas na miednicę: S- Small , M -Medium , L -Large ,		150 zł	162 zł	
NEO 30.02	Neoprenowy 2 punktowy pas na miednicę: S- Small , M -Medium , L -Large ,		164 zł	177 zł	
NEO 30.03	Neoprenowy Pas odwodzący : XS -ekstra mały , S- Small , M -Medium , L -Large ,		300 zł	324 zł	
<b>TUŁÓW</b>					
NEO 20.02	Neoprenowa kamizelka z zamkiem - szeroka XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large		312 zł	337 zł	
NEO 20.04	Neoprenowa kamizelka z zamkiem - wąska XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large				
NEO 20.01	Neoprenowa kamizelka bez zamka - szeroka XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large		231 zł	249 zł	
NEO 20.03	Neoprenowa kamizelka bez zamka - wąska XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large				
NEO 20.06	Neoprenowy pas 4 punktowy na ramiona S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large		205 zł	221 zł	
NEO 20.05	Neoprenowe pasy na ramiona S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large		179 zł	193 zł	
NEO 00.01	Neoprenowy pas Multi-use S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large		193 zł	208 zł	
UWAGI!					

Wyzerowanie całego formularza.

Formularz zostanie wysłany do działu handlowego Vermeiren Polska