

Wózek specjalny



eclips+30

Eclips+30° jest wózkiem specjalnym stabilizującym głowę i plecy z odchylanym oparciem do 30° wykonanym z aluminium. Konstrukcja wózka daje duże możliwości adaptacyjne dla użytkownika i bardzo dużą mobilność. Wózek posiada koła tylne wypinane na szybkozłączki. Tapicerka wykonana z nylonu wsuwana w profil aluminiowy dodatkowo wzmacnia cały wózek.

Oparcie odchyła się w sposób płynny przy pomocy sprężyn hydraulicznych. Eclips+30 standardowo wyposażony w krótsze podłokietniki umożliwiające podjechanie do stołu. Nie ma możliwości wyposażenia wózka w długie podłokietniki. Podnóżki odchylają się na boki, na zewnątrz oraz do wewnątrz. Reguluje się nie tylko wysokość płyty podnóżka ale również jej głębokość.



podłokietniki tylko B03.



- Ściągane wydłużenie oparcia-B14,
- tapicerowane, miękkie zabezpieczenia na kolana,
- zmiana wysokości siedziska,
- zmiana kąta nachylenia siedziska,
- podnóżki z regulowanym kątem nachylenia do poziomu, z podparciem pod łydki, odchylane na zewnątrz i do wewnątrz,

rama:



tapicerka



59



39



22



43-52



42-44-46



42-46



21



130

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia wózka. Dopuszcza się rozbieżność parametrów w zakresie 1,5cm, 1,5 kg, 1,5°!

