


Wózek aluminiowy



D200

Wózek zrobiony jest z aluminium. D200 został zaprojektowany tak aby gwarantował maksymalną wytrzymałość, duży komfort oraz optymalną ilość parametrów ustawialnych pod potrzeby użytkowników. Wózek posiada koła tylne wypinane na szybkozłączki, wyciągane podnóżki i podłokietniki odchylane za oparcie. A wszystko po to aby po złożeniu zajmował jak najmniej miejsca i można go było przewozić na tylnym siedzeniu auta. Regulowane rączki do pchania umożliwiają pchanie wózka przez osoby w różnym wzroście.



rama:



tapicerka



- Regulowane rączki do pchania,
- koła tylne w bloku aluminiowym na szybkozłączce,
- możliwość zmiany wysokości siedziska od podłoża,
- możliwość zmiany wysokości podparcia pod łokieć,
- możliwość zmiany kąta płyty podnóżka,
- możliwość zaadaptowania wózka dla osób po amputacji kończyn,
- odporny na korozję - wykonany z aluminium,
- podnóżki ściągane i odchylane na zewnątrz i do wewnątrz.
- podłokietniki odchylane i wyciągane.



56	38	5°	22 - 24	47/50/53	43	40-54	42
58	40	5°	22 - 24	47/50/53	43	40-54	42
60	42	5°	22 - 24	47/50/53	43	40-54	42
62	44	5°	22 - 24	47/50/53	43	40-54	42
64	46	5°	22 - 24	47/50/53	43	40-54	42
66	48	5°	22 - 24	47/50/53	43	40-54	42
68	50	5°	22 - 24	47/50/53	43	40-54	42
70	52	5°	22 - 24	47/50/53	43	40-54	42

16 130

Uwaga :Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia wózka. Dopuszcza się rozbieżność parametrów w zakresie 1,5cm, 1,5 kg, 1,5°

